

FILTR DRÓG ODDECHOWYCH BRAYDEN / BRAYDEN PRO (24 SZT.)



Zestaw filtrów dróg oddechowych do manekinów
Brayden Basic, LED, PRO.

Filtry oddechowy jest niezwykle ważnym elementem
podczas ćwiczeń oddechów ratowniczych metodą usta-
usta. Filtr znajdujący się zaworze oddechowym manekina
zatrzymuje zanieczyszczenia z wdychanego podczas
oddechów ratowniczych powietrza. Dzięki temu zapewnia
jest ochronę i higienę podczas wykonywania ćwiczeń
oddechowych w warunkach szkoleniowych.

Po każdej sesji wdechów należy wymienić filtr, aby
zagwarantować najwyższy poziom higieny i
bezpieczeństwa.

Regularna wymiana filtrów zapobiega konieczności
częstych wymian droższych części manekina, takich jak
płuca fantomów.

Filtr dróg oddechowych Brayden (IM13-SA17)

kod: IM13-SA17

Zestaw filtrów dróg oddechowych do manekinów Brayden Basic, LED, PRO.

Filtry oddechowy jest niezwykle ważnym elementem podczas ćwiczeń oddechów ratowniczych metodą usta-usta. Filtr znajdujący się zaworze oddechowym manekina zatrzymuje zanieczyszczenia z wdychanego podczas oddechów ratowniczych powietrza. Dzięki temu zapewnia jest ochronę i higienę podczas wykonywania ćwiczeń oddechowych w warunkach szkoleniowych.

Po każdej sesji wdechów należy wymienić filtr, aby zagwarantować najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa.

Regularna wymiana filtrów zapobiega konieczności częstych wymian droższych części manekina, takich jak płuca fantomów.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.