

# ADAPTER IGIEŁ DOSZPIKOWYCH DO NAPĘDU SAM IO



Adapter igieł doszpikowych do napędu SAM IO umożliwia współpracę napędu SAM IO z alternatywnymi konstrukcjami igieł doszpikowych. Adapter mocowany jest wokół nasady igły, a następnie łączony z napędem w sposób analogiczny do standardowej igły SAM IO. Stanowi praktyczne uzupełnienie systemu, zwiększając elastyczność jego zastosowania.

**Kod produktu:** IO742

---

**Kod produktu:** IO742

**55,00 zł z VAT, 50,93 zł netto**

## Opis

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

ZIEN Medical Technologies LLC, Stany Zjednoczone

### Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

CS Life Sciences Europe Ltd, Irlandia

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

ZIEN Medical Technologies LLC, Stany Zjednoczone

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.