

# ANTYPOŚLIZGOWY SPÓD BRAYDEN / BRAYDEN PRO



Silikonowa, antypoślizgowa podkładka do fantoma Brayden Adult, Junior i OBI.

Szkolenia RKO odbywają się w różnych miejscach i często okazują, że podłoga na której odbywają się ćwiczenia jest zbyt gładka i manekiny szkoleniowe, których dolna część wykonana jest z plastiku, nie są stabilne podczas wykonywania ćwiczeń. Dzięki zastosowaniu podkładki manekin nie przesuwa się podczas wykonywania RKO i nie zaburza prawidłowego wykonywania ćwiczeń z resuscytacji.

---

Antypoślizgowy spód do fantoma Brayden Adult

kod: IM13-OA14

Silikonowa, antypoślizgowa podkładka do fantoma Brayden Adult, Junior i OBI.

Szkolenia RKO odbywają się w różnych miejscach i często okazują, że podłoga na której odbywają się ćwiczenia jest zbyt gładka i manekiny szkoleniowe, których dolna część wykonana jest z plastiku, nie są stabilne podczas wykonywania ćwiczeń. Dzięki zastosowaniu podkładki manekin nie przesuwa się podczas wykonywania RKO i nie zaburza prawidłowego wykonywania ćwiczeń z resuscytacji.

Podkładkę przymocowuje się do tylnej części ("pleców") dorosłego manekina Brayden.

Wykonana z czarnego silikonu o grubości 2 mm.

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.