

APTECZKA DOMOWA PTR - WARIANT PODSTAWOWY

Dobrze skomponowana apteczka domowa z niezbędnym wyposażeniem to obowiązkowy produkt każdej rodziny. Niezależnie czy przebywamy w domu czy na rodzinnej wycieczce, stanowi ona gwarancję, że będziemy w stanie udzielić pomocy naszym najbliższym, gdy zajdzie taka potrzeba. Apteczka domowa PTR w wersji podstawowej to idealne zestawienie produktów medycznych, które umożliwiają podjęcie szeregu działań podczas najczęstszych zdarzeń losowych.



**Dostępne kolory: Czarny | Zielony | Czerwony |
Pomarańczowy | Piaskowy**

**Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie
zestawu znajduje się w opisie poniżej.**

Kod produktu: SZK-PARENT-15105

215,00 zł z VAT, 199,07 zł netto

Opis

Dobrze skomponowana apteczka domowa z niezbędnym wyposażeniem to obowiązkowy produkt każdej rodziny. Niezależnie czy przebywamy w domu czy na rodzinnej wycieczce, stanowi ona gwarancję, że będziemy w stanie udzielić pomocy naszym najbliższym, gdy zajdzie taka potrzeba. Apteczka domowa PTR w wersji podstawowej to idealne zestawienie produktów medycznych, które umożliwiają podjęcie szeregu działań podczas najczęstszych zdarzeń losowych.

Skład wyposażenia

- Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe - 4 szt.
- Maseczka do RKO z filtrem - 1 szt.
- Opatrunek z wkładem chłonnym 5 x 7,2 cm - 4 szt.
- Siatka opatrunkowa nr 3, długość 1 m - 1 szt.
- Siatka opatrunkowa nr 6, długość 1 m - 1 szt.
- Paski do zamykania ran 3 x 75 mm - 1 blister
- Paski do zamykania ran 12 x 100 mm - 1 blister

- Plaster z opatrunkiem - 3 szt.
- Pęseta jednorazowa - 1 szt.
- Chusta trójkątna bawełniana - 1 szt.
- Nożyczki ratownicze Black Front Standard - 1 szt.
- Opaska elastyczna 12 cm x 4 m - 2 szt.
- Opaska dziana 10 cm x 4 m - 2 szt.
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² - 1 szt.
- Kompres gazowe jałowe 10 x 10 cm - 4 szt.
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) - 1 szt.
- Żel schładzający o pojemności 120ml - 1 szt.
- Kleszczołapki - 1 szt.
- Płyn do dezynfekcji ran i błon śluzowych NEOCID 50 ml - 1 szt.
- Apteczka wraz z panelem rzepowym systemu Molle - 1 szt.
- Gumki (troki) mocujące szybkiego montażu - 2 szt.

Saszetka na zestaw

Saszetka Personal Trauma Responder (PTR) to futerał zaprojektowany na indywidualne apteczki pierwszej pomocy, wyposażone w produkty medyczne. Konstrukcja zapewnia natychmiastowy i intuicyjny dostęp do całego wyposażenia. W środku mieszczą się liczne kieszenie oraz podwójne mocowania gumowe umożliwiające segregację wyposażenia według preferencji użytkownika. Tylne części saszetki posiada zrywalny panel z systemem mocowania typu MOLLE, dzięki czemu można ją zamontować w prosty i szybki sposób na innym, przystosowanym do tego ekwipunku. Na przodzie saszetki znajdują się również tzw. laser cuty w systemie MOLLE. Można na nich zamontować najbardziej potrzebne produkty np. nożyczki, opaskę zaciskową itp. za pomocą troków szybkiego montażu, które są na wyposażeniu w ilości 2 sztuk. Produkt posiada gumową plaketkę z krzyżem, który jest międzynarodowym symbolem dla zestawów apteczkowych.

Do uszycia saszetki wykorzystuje się komponenty najwyższej jakości. Zastosowany materiał to wysokogatunkowy Nylon o bardzo wysokim splocie 1000D. Charakteryzuje się on odpornością na uszkodzenia i rozdarcia, co gwarantuje wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie. Niełamliwe zamki błyskawiczne pochodzą z firmy YKK, a solidne i trwałe klamry dostarcza marka Nexus.

Dostępne kolory: Czarny | Zielony | Czerwony | Pomarańczowy | Piaskowy

Dane techniczne:

- Wymiary produktu: 20 cm x 17 cm x 9 cm (wysokość / szerokość / głębokość)
- Materiał: wysokogatunkowy Nylon 1000D
- Niełamliwe zamki błyskawiczne YKK
- Solidne klamry NEXUS

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** Czarny, Czerwony, Piaskowy, Pomarańczowy, Zielony

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.