

# APTECZKA FIRMOWA TR - WARIANT ROZSZERZONY

Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom podczas pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Dobrze wyposażona apteczka to podstawa, aby czuć się bezpiecznie i móc podjąć skuteczne działania ratownicze w nagłych sytuacjach. Apteczka firmowa TR w wersji rozszerzonej to uniwersalny zestaw medyczny, który sprawdzi się zarówno przy niegroźnych urazach jak i przy poważnych zdarzeniach jak np. masywny krwotok czy oparzenie.



**Dostępne kolory: Czarny | Zielony | Czerwony |  
Pomarańczowy | Piaskowy**

**Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie  
zestawu znajduje się w opisie poniżej.**

---

**Kod produktu: SZK-PARENT-15551**

**400,00 zł z VAT, 370,37 zł netto**

## Opis

Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom podczas pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Dobrze wyposażona apteczka to podstawa, aby czuć się bezpiecznie i móc podjąć skuteczne działania ratownicze w nagłych sytuacjach. Apteczka firmowa TR w wersji rozszerzonej to uniwersalny zestaw medyczny, który sprawdzi się zarówno przy niegroźnych urazach jak i przy poważnych zdarzeniach jak np. masywny krwotok czy oparzenie.

## Skład wyposażenia

- Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe - 10 szt.
- Maseczka do RKO z filtrem - 1 szt.
- Opatrunek z wkładem chłonnym 5 x 7,2 cm - 4 szt.
- Opatrunek z wkładem chłonnym 10 x 10 cm - 2 szt.
- Siatka opatrunkowa nr 3, długość 1 m - 1 szt.
- Siatka opatrunkowa nr 6, długość 1 m - 1 szt.
- Paski do zamykania ran 3 x 75 mm - 1 blister
- Paski do zamykania ran 12 x 100 mm - 1 blister

- Plaster z opatrunkiem – 6 szt.
- Pęseta jednorazowa – 1 szt.
- Chusta trójkątna włókninowa – 1 szt.
- Szyna usztywniająca 46 cm – 1 szt.
- Nożyczki ratownicze Black Front PRO – 1 szt.
- Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 2 szt.
- Opaska dziana 10 cm x 4 m – 2 szt.
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup> – 2 szt.
- Kompres gazowe jałowe 10 x 10 cm – 4 szt.
- Przylepiec tkaninowy 2,5 cm x 5 m – 1 szt.
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m – 1 szt.
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 2 szt.
- Żel schładzający o pojemności 120ml – 1 szt.
- Opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm – 1 szt
- Opatrunek hydrożelowy 5 x 15 cm – 1 szt
- Kleszczołapki – 1 szt.
- Płyn do dezynfekcji ran i błon śluzowych NEOCIDE 50 ml – 1 szt.
- Zestaw do płukania oka – 1 szt.
- Opaska uciskowa, staza taktyczna Black Front (fluo) – 1 szt.
- Marker permanentny – 1 szt.
- Apteczka wraz z panelem rzepowym systemu Molle – 1 szt.
- Gumki (troki) mocujące szybkiego montażu – 2 szt.

### **Saszetka na zestaw**

Saszetka Trauma Responder (TR) to futerał zaprojektowany na rozbudowane apteczki pierwszej pomocy, wyposażone w produkty medyczne gotowe do użycia względem większej ilości osób. Mimo niewielkich rozmiarów, produkt jest bardzo kompaktowy i mieści dużą ilość wyposażenia, co sprawia, że stanowi ciekawą alternatywę dla podręcznych toreb opatrunkowych. Konstrukcja zapewnia natychmiastowy i intuicyjny dostęp do całego wyposażenia. W środku można znaleźć wiele kieszeni dedykowanych na opatrunki, liczne gumy z podwójnymi przeszyciami o różnym rozstawie, kieszeń z przezroczystym oknem na drobne wyroby (np. plastry, paski do zamykania ran itp.) czy też specjalne miejsce dedykowane na rękawiczki. Wszystko to sprawia, że użytkownik ma szerokie możliwości na dowolną konfigurację wyposażenia według własnych preferencji. Tylna część saszetki posiada zrywalny panel z systemem mocowania typu MOLLE, dzięki czemu można ją zamontować w prosty i szybki sposób na innym, przystosowanym do tego ekwipunku. Na przodzie saszetki znajdują się również tzw. laser cuty w systemie MOLLE. Można na nich zamontować najbardziej potrzebne produkty np. nożyczki, opaskę zaciskową itp. za pomocą troków szybkiego montażu, które są na wyposażeniu w ilości 2 sztuk. Produkt posiada gumową plaketkę z krzyżem, który jest międzynarodowym symbolem dla zestawów apteczkowych.

Do uszycia saszetki wykorzystuje się komponenty najwyższej jakości. Zastosowany materiał to wysokogatunkowy Nylon o bardzo wysokim splocie 1000D. Charakteryzuje się on odpornością na uszkodzenia i rozdarcia, co gwarantuje wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie. Niełamliwe zamki błyskawiczne pochodzą z firmy YKK, a solidne i trwałe klamry dostarcza marka Nexus.

**Dostępne kolory: Czarny | Zielony | Czerwony | Pomarańczowy | Piaskowy**

#### **Dane techniczne:**

- Wymiary produktu: 26 cm x 19 cm x 10 cm (wysokość / szerokość / głębokość)
- Materiał: wysokogatunkowy Nylon 1000D
- Niełamliwe zamki błyskawiczne YKK
- Solidne klamry NEXUS

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy**

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

#### **Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** Czarny, Czerwony, Piaskowy, Pomarańczowy, Zielony

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.