

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY TYPU I, CODURA



Apteczka pierwszej pomocy typu I to specjalnie skonstruowany zestaw do udzielania pierwszej pomocy dedykowany w miejsca o niewielkiej liczbie osób. Idealnie nadaje się do niewielkich biur, warsztatów, magazynów, pojazdów czy gospodarstw domowych.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

Kod produktu: ZPP-A-CDR

350,00 zł z VAT, 324,07 zł netto

Opis

Apteczka pierwszej pomocy typu I to specjalnie skonstruowany zestaw do udzielania pierwszej pomocy dedykowany do miejsc o niewielkiej liczbie osób. Idealnie nadaje się do niewielkich biur, warsztatów, magazynów, pojazdów czy gospodarstw domowych.

Przeznaczenie apteczki pierwszej pomocy typu I

1. zapewnienie komfortu termicznego
2. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
3. opatrywanie oparzeń

Skład apteczki pierwszej pomocy typu I

1. Zapewnienie komfortu termicznego

- koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 2 sztuki

2. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

- opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
- kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 5 sztuk
- kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm – 3 sztuki
- gaza opatrunkowa jałowa $\frac{1}{2}$ m² – 2 sztuki
- opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m – 2 sztuki

- opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- chusta trójkątna tekstylna – 2 sztuki
- opaska elastyczna 8 cm x 4 m – 2 sztuki
- opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- plaster z opatrunkiem chłonnym 5 cm x 7,2 cm – 6 sztuk
- plaster z opatrunkiem chłonnym 10 cm x 10 cm – 6 sztuk
- elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
- elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x 5 m
- przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m

3. Opatrywanie oparzeń

- opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm
- opatrunek hydrożelowy 5 x 15 cm

4. Zestaw uzupełniający

- rękawiczki nitrylowe – 10 sztuk
- nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- płyn do dezynfekcji skóry i rąk Bioseptol 80 100 ml
- pęseta jednorazowa, plastikowa
- maseczka do sztucznego oddychania M1
- gaziki nasączone alkoholem – 10 sztuk

Torba na apteczkę

Wyposażenie apteczki umieszczono w torbie Black Front, model BF-S.

Materiał i użyte komponenty

Do uszycia torby posłużyły najlepsze materiały i komponenty gwarantujące najwyższą jakość. Torba została stworzona z bardzo wytrzymałego materiału poliestrowego (CODURA), który charakteryzuje się niezwykłą odpornością na przetarcia, ścieranie oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Torba posiada także wzmocniony stelaż chroniący zawartość poprzez zastosowanie pianki izolacyjnej i plastyfikatorów. Przy konstruowaniu torby użyto także markowych komponentów tj.:

- profesjonalne i niełamliwe zamki błyskawiczne YKK 10 mm
- niezwykle wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS
- certyfikowane taśmy odbłaskowe firmy VizLite
- tytanowe nici Reutex

Funkcjonalności torby

Torbę BF-S cechuje wysoka funkcjonalność i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne. Sprawiają one, że dostęp do wyposażenia jest intuicyjny, a wszystkie sprzęty mają odpowiednie miejsce i są dostępne dla ratownika. Torba składa się z komory głównej, w której znajdują się dwie przegródki na materiały opatrunkowe, natomiast na wewnętrznej klapie umieszczono siatkowaną kieszeń na zamek. Uchwyt do przenoszenia torby w rękę, może służyć także jako miejsce zawieszenia apteczki na ścianie.

Charakterystyka torby

- wymiary: 32 x 24 x 17 cm
- możliwość noszenia na ramieniu za pomocą paska oraz w rękę dzięki podwójnej, zapinanej ręczce
- na torbie umieszczono emblemat gwiazdy życia oraz elementy odblaskowe dla bezpieczeństwa użytkowników podczas zmroku

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.