

# APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY TYPU I, PLAN



Apteczka pierwszej pomocy typu I to specjalnie skonstruowany zestaw do udzielania pierwszej pomocy dedykowany w miejsca o niewielkiej liczbie osób. Idealnie nadaje się do niewielkich biur, warsztatów, magazynów, pojazdów czy gospodarstw domowych.

**Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.**

---

**Kod produktu:** ZPP-A

**400,00 zł z VAT, 370,37 zł netto**

## Opis

Apteczka pierwszej pomocy typu I to specjalnie skonstruowany zestaw do udzielania pierwszej pomocy dedykowany do miejsc o niewielkiej liczbie osób. Idealnie nadaje się do niewielkich biur, warsztatów, magazynów, pojazdów czy gospodarstw domowych.

### Przeznaczenie apteczki pierwszej pomocy typu I

1. zapewnienie komfortu termicznego
2. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
3. opatrywanie oparzeń

### Skład apteczki pierwszej pomocy typu I

#### 1. Zapewnienie komfortu termicznego

- o koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 2 sztuki

#### 2. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

- o opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
- o kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 5 sztuk
- o kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm – 3 sztuki
- o gaza opatrunkowa jałowa  $\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> – 2 sztuki
- o opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m – 2 sztuki

- opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- chusta trójkątna tekstylna – 2 sztuki
- opaska elastyczna 8 cm x 4 m – 2 sztuki
- opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- plaster z opatrunkiem chłonnym 5 cm x 7,2 cm – 6 sztuk
- plaster z opatrunkiem chłonnym 10 cm x 10 cm – 6 sztuk
- elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
- elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x 5 m
- przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m

### 3. Opatrywanie oparzeń

- opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm
- opatrunek hydrożelowy 5 x 15 cm

### 4. Zestaw uzupełniający

- rękawiczki nitrylowe – 10 sztuk
- nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- płyn do dezynfekcji skóry i rąk Bioseptol 80 100 ml
- pęseta jednorazowa, plastikowa
- maseczka do sztucznego oddychania M1
- gaziki nasączone alkoholem – 10 sztuk

### Torba na apteczkę

Wyposażenie apteczki umieszczono w torbie Black Front, model BF-S.

### Materiał i użyte komponenty

Do stworzenia torby posłużyły najlepsze materiały oraz komponenty gwarantujące najwyższą jakość i długoletnią eksploatację. Produkt uszyto z bardzo wytrzymałego materiału poliestrowego powlekanego POLYPLANEM, który charakteryzuje się niezwykłą odpornością na przetarcia, ścieranie oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zewnętrzna powłoka z Polyplanu chroni przez przesiąkaniem płynów co gwarantuje plecakowi wodoszczelność oraz umożliwia szybką i bezproblemową dezynfekcję z wykorzystaniem powszechnych środków dezynfekcyjnych. Przy konstruowaniu torby użyto także markowych komponentów tj.:

- profesjonalne i bryzgoszczelne zamki błyskawiczne firmy YKK 10 mm
- niezwykle wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS
- nylonowe nici rdzeniowe

## **Funkcjonalności torby**

Torbę BF-S cechuje wysoka funkcjonalność i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne. Sprawiają one, że dostęp do wyposażenia jest intuicyjny, a wszystkie sprzęty mają odpowiednie miejsce i są dostępne dla ratownika. Torba składa się z komory głównej, w której znajdują się dwie przegródki na materiały opatrunkowe, natomiast na wewnętrznej klapie umieszczono siatkowaną kieszeń na zamek. Uchwyt do przenoszenia torby w ręku, może służyć także jako miejsce zawieszenia apteczki na ścianie.

## **Charakterystyka torby**

- wymiary: 32 x 24 x 17 cm
- możliwość noszenia na ramieniu za pomocą paska oraz w ręku dzięki podwójnej, zapinanej ręczce
- na torbie umieszczono emblemat gwiazdy życia oraz elementy odblaskowe dla bezpieczeństwa użytkowników podczas zmroku

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy**

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.