

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY TYPU II



Apteczka pierwszej pomocy typu II to specjalnie skonstruowany zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Zawiera komplet opatrunków i podstawowe produkty ratownicze. Dedykowana do miejsc uczęszczanych przez większą ilość osób. Idealnie sprawdzi się w biurach, magazynach, pojazdach, gospodarstwach domowych itp.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

Kod produktu: ZPP-B

650,00 zł z VAT, 601,85 zł netto

Opis

Apteczka pierwszej pomocy typu II to specjalnie skonstruowany zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Zawiera komplet opatrunków i podstawowe produkty ratownicze. Dedykowana do miejsc uczęszczanych przez większą ilość osób. Idealnie sprawdzi się w biurach, magazynach, pojazdach, gospodarstwach domowych itp.

Przeznaczenie apteczki pierwszej pomocy typu II

1. unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
2. zapewnienie komfortu termicznego
3. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
4. opatrywanie oparzeń

Skład apteczki pierwszej pomocy typu II

1. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

- kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych
- szyna usztywniająca typu SPLINT 46 cm

2. Zapewnienie komfortu termicznego

- koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 4 sztuk

3. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

- o opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki
- o kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 10 sztuk
- o kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm – 5 sztuk
- o gaza opatrunkowa jałowa $\frac{1}{2}$ m² – 4 sztuki
- o opaska dziana 5 cm x 4 m – 3 sztuki
- o opaska dziana 10 cm x 4 m – 3 sztuk
- o chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuk
- o opaska elastyczna 8 cm x 4 m – 3 sztuki
- o opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 sztuki
- o plaster z opatrunkiem chłonnym 5 cm x 7,2 cm – 8 sztuk
- o plaster z opatrunkiem chłonnym 10 cm x 10 cm – 8 sztuk
- o elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 2 sztuki
- o elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 2 sztuki
- o plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m – 2 sztuki
- o przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x 5 m – 2 sztuki
- o przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m

4. Opatrywanie oparzeń

- o opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm
- o opatrunek hydrożelowy 5 x 15 cm
- o opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm

5. Zestaw uzupełniający

- o sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml
- o rękawice nitrylowe – 10 sztuk
- o nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- o płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem
- o pęseta jednorazowa, plastikowa
- o maseczka do sztucznego oddychania M1
- o gaziki nasączone alkoholem – 10 sztuk

Torba na apteczkę

Wyposażenie apteczki umieszczono w torbie Black Front, model BF-M.

Materiał i użyte komponenty

Do stworzenia torby posłużyły najlepsze materiały oraz komponenty gwarantujące najwyższą jakość i długoletnią eksploatację. Produkt uszyto z bardzo wytrzymałego **materiału poliestrowego powlekanego POLYPLANEM**, który charakteryzuje się niezwykłą odpornością na przetarcia, ścieranie oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zewnętrzna powłoka z Polyplanu chroni przez przesiąkaniem płynów co gwarantuje plecakowi wodoszczelność oraz umożliwia szybką i bezproblemową dezynfekcję z wykorzystaniem powszechnych środków dezynfekcyjnych. Przy konstruowaniu torby użyto także markowych komponentów tj.:

- profesjonalne i niełamiwe zamki błyskawiczne YKK 10 mm
- niezwykle wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS
- certyfikowane taśmy odblaskowe firmy Reflexite
- tytanowe nici Reutex

Funkcjonalności torby

Torbę BF-M do apteczki pierwszej pomocy typu III wyróżnia wysoka funkcjonalność i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne. Dzięki temu, dostęp do wyposażenia jest intuicyjny, a wszystkie sprzęty mają odpowiednie miejsce i znajdują się w zasięgu ratownika. Torba składa się z przestronnej komory głównej, w której znajdują się liczne gumowe przeszycia, uchwyty i mocowania. Pośrodku komory głównej umieszczono demontowaną wstawkę, która po jednej stronie posiada obszerną kieszeń siatkową, a po drugiej przezroczystą zakładkę. Na froncie znajduje się mniejsza komora z licznymi gumowymi przeszyciami, uchwytami i kieszeniami siatkowymi. W tylnej części torby znajdują się chowane szelki, dzięki którym użytkownik ma możliwość wygodnego **noszenia torby jako plecak**.

Charakterystyka torby

- wymiary: 37 x 33 x 25 cm
- torbę można nosić w rękę za pomocą wygodnej rączki, na ramieniu z użyciem pojedynczego paska oraz jako plecak dzięki chowanym szelkom
- na torbie umieszczono emblemat gwiazdy życia oraz elementy odblaskowe dla bezpieczeństwa użytkowników podczas zmroku
- dno torby zabezpieczone przed płynami i zabrudzeniami nieprzeziąkliwym materiałem POLYPLAN oraz elementami z gumy typu "język"

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.