

# APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY TYPU III



Apteczka pierwszej pomocy typu III to rozbudowany zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Wyposażenie zawiera szeroki zakres materiałów opatrunkowych w dużych ilościach oraz szereg podstawowych sprzętów ratowniczych. Dedykowana do miejsc uczęszczanych przez dużą ilość osób. Idealnie sprawdzi się w budynkach użyteczności publicznej, dużych biurach, magazynach, centrach handlowych itp.

**Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.**

---

**Kod produktu:** ZPP-C

**890,00 zł z VAT, 824,07 zł netto**

## Opis

Apteczka pierwszej pomocy typu III to rozbudowany zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Wyposażenie zawiera szeroki zakres materiałów opatrunkowych w dużych ilościach oraz szereg podstawowych sprzętów ratowniczych. Dedykowana do miejsc uczęszczanych przez dużą ilość osób. Idealnie sprawdzi się w budynkach użyteczności publicznej, dużych biurach, magazynach, centrach handlowych itp.

### Przeznaczenie apteczki pierwszej pomocy typu III

1. unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
2. zapewnienie komfortu termicznego
3. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
4. opatrywanie oparzeń

### Skład apteczki pierwszej pomocy typu III

#### 1. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć

- kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych
- szyna usztywniająca typu SPLINT 46 cm
- szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm

#### 2. Zapewnienie komfortu termicznego

- koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 5 sztuk

### **3. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran**

- opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 3 sztuki
- kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 10 sztuk
- kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm – 8 sztuk
- gaza opatrunkowa jałowa  $\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> – 5 sztuki
- opaska dziana 5 cm x 4 m – 5 sztuki
- opaska dziana 10 cm x 4 m – 5 sztuk
- chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuk
- opaska elastyczna 8 cm x 4 m – 3 sztuki
- opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 sztuki
- plaster z opatrunkiem chłonnym 5 cm x 7,2 cm – 10 sztuk
- plaster z opatrunkiem chłonnym 10 cm x 8 cm – 10 sztuk
- elastyczna siatka opatrunkowa nr 1
- elastyczna siatka opatrunkowa nr 2
- elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 2 sztuki
- elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 2 sztuki
- plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m – 2 sztuki
- przylepiec bez opatrunku 1,25 cm x 5 m
- przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x 5 m
- przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m

### **4. Opatrywanie oparzeń**

- opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm – 2 sztuki
- opatrunek hydrożelowy 5 x 15 cm – 2 sztuki
- opatrunek hydrożelowy 10 x 10
- opatrunek hydrożelowy 20 x 20 – 2 sztuki

### **5. Zestaw uzupełniający**

- sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml – 2 sztuki
- rękawice nitrylowe – 20 sztuk
- nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane – 2 sztuki
- płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem
- opaska uciskowa, staza taktyczna
- pęseta jednorazowa, plastikowa
- maseczka do sztucznego oddychania M1

- maska ratownicza typu POCKET MASK
- gaziki nasączone alkoholem – 20 sztuk

## Torba na apteczkę

Wyposażenie apteczki umieszczono w torbie Black Front, model BF-M.

## Materiał i użyte komponenty

Do stworzenia torby posłużyły najlepsze materiały oraz komponenty gwarantujące najwyższą jakość i długoletnią eksploatację. Produkt uszyto z bardzo wytrzymałego **materiału poliestrowego powlekanego POLYPLANEM**, który charakteryzuje się niezwykłą odpornością na przetarcia, ścieranie oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zewnętrzna powłoka z Polyplanu chroni przed przesiąkaniem płynów co gwarantuje plecakowi wodoszczelność oraz umożliwia szybką i bezproblemową dezynfekcję z wykorzystaniem powszechnych środków dezynfekcyjnych. Przy konstruowaniu torby użyto także markowych komponentów tj.:

- profesjonalne i niełamliwe zamki błyskawiczne YKK 10 mm
- niezwykle wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS
- certyfikowane taśmy odblaskowe firmy Reflexite
- tytanowe nici Reutex

## Funkcjonalności torby

Torbę BF-M do apteczki pierwszej pomocy typu III wyróżnia wysoka funkcjonalność i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne. Dzięki temu, dostęp do wyposażenia jest intuicyjny, a wszystkie sprzęty mają odpowiednie miejsce i znajdują się w zasięgu ratownika. Torba składa się z przestronnej komory głównej, w której znajdują się liczne gumowe przeszyvia, uchwyty i mocowania. Pośrodku komory głównej umieszczono demontowaną wstawkę, która po jednej stronie posiada obszerną kieszeń siatkową, a po drugiej przezroczystą zakładkę. Na froncie znajduje się mniejsza komora z licznymi gumowymi przeszywiami, uchwytami i kieszeniami siatkowymi. W tylnej części torby znajdują się chowane szelki, dzięki którym użytkownik ma możliwość wygodnego **noszenia torby jako plecak**.

## Charakterystyka torby

- wymiary: 37 x 33 x 25 cm
- torbę można nosić w ręku za pomocą wygodnej rączki, na ramieniu z użyciem pojedynczego paska oraz jako plecak dzięki chowanym szelkom
- na torbie umieszczono emblemat gwiazdy życia oraz elementy odblaskowe dla bezpieczeństwa użytkowników podczas zmroku
- dno torby zabezpieczone przed płynami i zabrudzeniami nieprzepiękliwym materiałem POLYPLAN oraz elementami z gumy typu "jeżyk"

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy**

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.