

## **ASB AUDIO KEY-LOCK WHITE, RED (ASB1011)**

Marka ASB to uniwersalne szafki do przechowywania defibrylatorów AED zaprojektowane i produkowane w Polsce.

Szafki ASB cechuje lekka i wytrzymała konstrukcja szeroki wybór funkcjonalności oraz znakomity stosunek ceny do jakości.

Jest to najpopularniejsze rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych.

Wykonane są z odpornej na korozję, proszkowo malowanej stali. Wyposażone są w okno inspekcyjne z bezpiecznego tworzywa - pleksi. Po obu stronach nadrukowane jest logo AED dzięki czemu można szybko zlokalizować defibrylator.

Szafka Audio Key-lock White, Red to model z zamkiem na kluczyk z systemem "zbij szybkę" i alarmem dźwiękowym.



Szafka ASB na defibrylator AED Audio Key-lock White, Red

kod: ASB1011-W-AED-R

Marka ASB to uniwersalne szafki do przechowywania defibrylatorów AED zaprojektowane i produkowane w Polsce. Szafki ASB cechuje lekka i wytrzymała konstrukcja szeroki wybór funkcjonalności oraz znakomity stosunek ceny do jakości.

Jest to najpopularniejsze rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych.

Wykonane są z odpornej na korozję, proszkowo malowanej stali. Wyposażone są w okno inspekcyjne z bezpiecznego tworzywa - pleksi. Po obu stronach nadrukowane jest logo AED dzięki czemu można szybko zlokalizować defibrylator.

Szafka Audio Key-lock White, Red to model z zamkiem na kluczyk z systemem "zbij szybkę" i alarmem dźwiękowym.

Najważniejsze informacje:

- Do zastosowania wewnątrz budynku
- Zintegrowany alarm dźwiękowy
- Duże okienko inspekcyjne do kontroli AED
- Zamykana na klucz - „zbij szybkę”
- Czerwone logo AED na bokach szafki

- Produkowana w Polsce

- Gwarancja 2 lata

#### Parametry techniczne

- wymiar: 37 x 37 x 17 cm

- materiał : blacha stalowa, malowana proszkowo

- okienko inspekcyjne: PLEX

- kolor: biały

- zasilanie: 3 x bateria AAA

- w zestawie 2 szt. kluczy

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.