

## ASB AUDIO MAGNET GREEN, WHITE (ASB1010)



Marka ASB to uniwersalne szafki do przechowywania defibrylatorów AED zaprojektowane i produkowane w Polsce.

Szafki ASB cechuje lekka i wytrzymała konstrukcja szeroki wybór funkcjonalności oraz znakomity stosunek ceny do jakości.

Jest to najpopularniejsze rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych.

Wykonane są z odpornej na korozję, proszkowo malowanej stali. Wyposażone są w okno inspekcyjne z bezpiecznego tworzywa - pleksi. Po obu stronach nadrukowane jest logo AED dzięki czemu można szybko zlokalizować defibrylator.

Szafka Audio Magnet Green, White to model z zamkiem magnetycznym i alarmem dźwiękowym.

---

Szafka ASB na defibrylator AED Audio Magnet Green, White

kod: ASB1010-G-ILCOR-W

Marka ASB to uniwersalne szafki do przechowywania defibrylatorów AED zaprojektowane i produkowane w Polsce.

Szafki ASB cechuje lekka i wytrzymała konstrukcja szeroki wybór funkcjonalności oraz znakomity stosunek ceny do jakości.

Jest to najpopularniejsze rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych.

Wykonane są z odpornej na korozję, proszkowo malowanej stali. Wyposażone są w okno inspekcyjne z bezpiecznego tworzywa - pleksi. Po obu stronach nadrukowane jest logo AED dzięki czemu można szybko zlokalizować defibrylator.

Szafka Audio Magnet Green, White to model z zamkiem magnetycznym i alarmem dźwiękowym.

Najważniejsze informacje:

- Do zastosowania wewnątrz budynku
- Zamek magnetyczny pozwala na szybki dostęp do AED
- Duże okienko inspekcyjne do kontroli AED
- Zintegrowany alarm dźwiękowy
- Białe logo AED na bokach szafki
- Produkowana w Polsce

- Gwarancja 2 lata

#### Parametry techniczne

- wymiar: 37 x 37 x 17 cm
- materiał : blacha stalowa, malowana proszkowo
- okienko inspekcyjne: PLEX
- zasilanie: 3 x bateria AAA
- kolor: zielony

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.