

## **ASB MAGNET WHITE, RED (ASB1000)**

Szafka ASB na defibrylator AED Magnet White, Red  
kod: ASB1000-W-AED-R

Marka ASB to uniwersalne szafki do przechowywania defibrylatorów AED zaprojektowane i produkowane w Polsce.

Szafki ASB cechuje lekka i wytrzymała konstrukcja szeroki wybór funkcjonalności oraz znakomity stosunek ceny do jakości.

Jest to najpopularniejsze rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych.

Wykonane są z odpornej na korozję, proszkowo malowanej stali. Wyposażone są w okno inspekcyjne z bezpiecznego tworzywa - pleksi. Po obu stronach nadrukowane jest logo AED dzięki czemu można szybko zlokalizować defibrylator.

Szafka Magnet White, Red to model AED z zamkiem magnetycznym.

---



Szafka ASB na defibrylator AED Magnet White, Red

kod: ASB1000-W-AED-R

Marka ASB to uniwersalne szafki do przechowywania defibrylatorów AED zaprojektowane i produkowane w Polsce. Szafki ASB cechuje lekka i wytrzymała konstrukcja szeroki wybór funkcjonalności oraz znakomity stosunek ceny do jakości.

Jest to najpopularniejsze rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych.

Wykonane są z odpornej na korozję, proszkowo malowanej stali. Wyposażone są w okno inspekcyjne z bezpiecznego tworzywa - pleksi. Po obu stronach nadrukowane jest logo AED dzięki czemu można szybko zlokalizować defibrylator.

Szafka Magnet White, Red to model AED z zamkiem magnetycznym.

Najważniejsze informacje:

- Do zastosowania wewnątrz budynku
- Zamek magnetyczny pozwala na szybki dostęp do AED
- Duże okienko inspekcyjne do kontroli AED
- Czerwone logo AED na bokach szafki

- Produkowana w Polsce

- Gwarancja 2 lata

#### Parametry techniczne

- wymiar: 37 x 37 x 17 cm

- materiał : blacha stalowa, malowana proszkowo

- okienko inspekcyjne: PLEX

- kolor: biały

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.