

ASB AUDIO MAGNET WHITE, RED (ASB1010)



Szafka ASB na defibrylator AED Audio Key-lock White, Red

kod: ASB1011-W-AED-R

Marka ASB to uniwersalne szafki do przechowywania defibrylatorów AED zaprojektowane i produkowane w Polsce.

Szafki ASB cechuje lekka i wytrzymała konstrukcja szeroki wybór funkcjonalności oraz znakomity stosunek ceny do jakości.

Jest to najpopularniejsze rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych.

Wykonane są z odpornej na korozję, proszkowo malowanej stali. Wyposażone są w okno inspekcyjne z bezpiecznego tworzywa - pleksi. Po obu stronach nadrukowane jest logo AED dzięki czemu można szybko zlokalizować defibrylator.

Szafka Audio Key-lock White, Red to model z zamkiem na kluczyk z systemem "zbij szybkę" i alarmem dźwiękowym.

Szafka ASB na defibrylator AED Audio Key-lock White, Red

kod: ASB1011-W-AED-R

Marka ASB to uniwersalne szafki do przechowywania defibrylatorów AED zaprojektowane i produkowane w Polsce.

Szafki ASB cechuje lekka i wytrzymała konstrukcja szeroki wybór funkcjonalności oraz znakomity stosunek ceny do jakości.

Jest to najpopularniejsze rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych.

Wykonane są z odpornej na korozję, proszkowo malowanej stali. Wyposażone są w okno inspekcyjne z bezpiecznego tworzywa - pleksi. Po obu stronach nadrukowane jest logo AED dzięki czemu można szybko zlokalizować defibrylator.

Szafka Audio Key-lock White, Red to model z zamkiem na kluczyk z systemem "zbij szybkę" i alarmem dźwiękowym.

Najważniejsze informacje:

- Do zastosowania wewnątrz budynku
- Zintegrowany alarm dźwiękowy

- Duże okienko inspekcyjne do kontroli AED
- Zamykana na klucz – „zbij szybkę”
- Czerwone logo AED na bokach szafki
- Produkowana w Polsce
- Gwarancja 2 lata

Parametry techniczne

- wymiar: 37 x 37 x 17 cm
- materiał : blacha stalowa, malowana proszkowo
- okienko inspekcyjne: PLEX
- kolor: biały
- zasilanie: 3 x bateria AAA
- w zestawie 2 szt. kluczy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.