

# BATERIA 5-LETNIA DO DEFIBRYLATORA AED MINDRAY BENEHEART SERII C



Bateria litowo-manganowa o pojemności 4200mAh, dedykowana do defibrylatorów AED Mindray BeneHeart serii C. Jej przewidywana żywotność w trybie gotowości (z codziennym autoteście, bez generowania raportów) wynosi około 5 lat.

**Kod produktu:** LM34S002A

---

**Kod produktu:** DEF-274

**810,00 zł z VAT, 750,00 zł netto**

## Opis

Bateria litowo-manganowa o pojemności 4200mAh, dedykowana do defibrylatorów AED Mindray BeneHeart serii C. Jej przewidywana żywotność w trybie gotowości (z codziennym autoteście, bez generowania raportów) wynosi około 5 lat.

Bateria jest jednorazowego użytku, co oznacza brak możliwości ponownego naładowania. Umożliwia wykonanie maksymalnie 400 wyładowań. Jest jedną z najtrwalszych baterii dostępnych na rynku, co sprawia, że nie wymaga częstych wymian ani serwisowania.

Bateria Li-MnO<sub>2</sub> jest w pełni kompatybilna z wszystkimi defibrylatorami Mindray BeneHeart serii C.

## SPECYFIKACJA

- Gwarancja: 12 miesięcy
- Wymiary: 178 mm x 74,8 mm x 29,7 mm
- Żywotność: 5-6 lat w zależności od trybu pracy defibrylatora, do 400 wyładowań, 15 godzin ciągłej pracy

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Chiny

## Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.