

BATERIA DO DEFIBRYLATORA AED CARDIAC SCIENCE POWERHEART G3



Bateria do defibrylatorów **AED Powerheart G3**. Bateria przeznaczona jest na **4 letnią** eksploatację urządzenia.

Bateria **typ 9146** pasuje do defibrylatorów AED Powerheart G3: 9300E, 9390E, 9300A oraz 9390A, które zostały wyprodukowanych po 12 kwietnia 2004.

Kod produktu: 9146-302

Kod produktu: DEF-122

2,100,00 zł z VAT, 1,944,44 zł netto

Opis

Bateria litowa Cardiac Science IntelliSense dedykowana do defibrylatorów **AED Powerheart G3**. Bateria o długiej żywotności, przeznaczona na **4 letnią** eksploatację. Jest odpowiedzialna za wykonywanie autotestów urządzenia oraz przeprowadzania defibrylacji w trybie terapeutycznym.

Bateria typ 9146 pasuje do defibrylatorów AED Powerheart G3: 9300E, 9390E, 9300A oraz 9390A, które zostały wyprodukowanych po 12 kwietnia 2004.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

ZOLL International Holding B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone