

BATERIA DO DEFIBRYLATORA AED IPAD (ME PAD) CU SP1



Wymienna bateria do defibrylatora AED iPAD. Okres przydatności baterii wynosi 5 lat od momentu instalacji w urządzeniu lub około 200 wyładowań. Zapewnia pełną funkcjonalność urządzenia, w tym wykonywanie codziennych autotestów.

Kod produktu: CUSA1103BB

Kod produktu: DEF-041

970,00 zł z VAT, 788,62 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

Producent

CU Medical Systems, Inc.
130-1, Donghwagongdan-ro,
Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do,
Republika Korei
+82 0 33 747 7657
admin@cu911.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Medical Device Safety Service, GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Niemcy
+49 511 6262 8630
info@mdssar.com

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

CU Medical Systems, Inc. 130-1, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Republika Korei +82 0 33 747 7657 admin@cu911.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.