

BATERIA DO DEFIBRYLATORA AED LIFEPAK 1000



Bateria do defibrylatora AED LIFEPAK 1000. Bateria nieładowalna ze wskaźnikiem stanu naładowania, może dostarczyć do 440 wyładowań. Żywotność w stanie czuwania – przy codziennych autotestach – wynosi 5 lat od zainstalowania w urządzeniu.

Kod produktu: 11141-000100

GTIN: 883873793497

Kod produktu: DEF-113

GTIN: 883873793497

1 510,00 zł z VAT, 1 398,15 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Stryker European Operations Limited, Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.