



BATERIA DO DEFIBRYLATORA AED LIFEPAK CR2

Bateria litowa do defibrylatora AED LIFEPAK CR2.

Kod produktu: 11141-000165

Kod produktu: DEF-202

1,510,00 zł z VAT, 1,398,15 zł netto

Opis

Bateria litowa do defibrylatora AED LIFEPAK CR2. Należy ją wymienić po upływie terminu ważności lub po jej wyładowaniu. Bateria jest jednorazowa, nie można jej doładować, a jej pojemność wystarcza na co najmniej 103 wstrząsy przy maksymalnej mocy 360 J. Dodatkowo, utrzymuje wystarczającą moc na 6 rezerwowych wstrząsów oraz 30 minut pracy po osiągnięciu niskiego poziomu naładowania.

Specyfikacja:

- Bateria jednorazowego użytku, bez możliwości doładowania
- Wymiana po upływie terminu ważności (4 lata) lub po wyładowaniu
- Typ baterii: litowa

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Stryker European Operations Limited, Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone