

# BATERIA DO DEFIBRYLATORA AED LIFEPAK CR2



Bateria litowa do defibrylatora AED LIFEPAK CR2.

**Kod produktu:** 11141-000165

---

**Kod produktu:** DEF-202

**1 510,00 zł z VAT, 1 398,15 zł netto**

## Opis

Bateria litowa do defibrylatora AED LIFEPAK CR2. Należy ją wymienić po upływie terminu ważności lub po jej wyładowaniu. Bateria jest jednorazowa, nie można jej doładować, a jej pojemność wystarcza na co najmniej 103 wstrząsy przy maksymalnej mocy 360 J. Dodatkowo, utrzymuje wystarczającą moc na 6 rezerwowych wstrząsów oraz 30 minut pracy po osiągnięciu niskiego poziomu naładowania.

## Specyfikacja:

- Bateria jednorazowego użytku, bez możliwości doładowania
- Wymiana po upływie terminu ważności (4 lata) lub po wyładowaniu
- Typ baterii: litowa

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone

## Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Stryker European Operations Limited, Irlandia

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone