


# BATERIA DO DEFIBRYLATORA AED PHILIPS HEARTSTART HS1/FRX



Nieladowna bateria litowo-manganowa dedykowana do najpopularniejszych defibrylatorów marki Philips czyli modeli FRx oraz HS1. Produkt jest objęty 4 letnią gwarancją producencką i taki sam okres przewidziany jest na jej eksploatację.

**Kod produktu:** M5070A

**GTIN:** 884838123922

---

**Kod produktu:** DEF-002

**GTIN:** 884838123922

**770,00 zł z VAT, 712,96 zł netto**

## Opis

Nieladowna bateria litowo-manganowa dedykowana do najpopularniejszych defibrylatorów marki Philips czyli modeli FRx oraz HS1. Produkt jest objęty 4 letnią gwarancją producencką i taki sam okres przewidziany jest na jej eksploatację. Pojemność ogniw umożliwia wykonanie przy najmniej **200 wyładowań** maksymalną energią lub **4 godziny** ciągłej pracy w trybie terapeutycznym. Natomiast w trybie szkoleniowym okres ten wynosi **10 godzin** ciągłej pracy. Produkt jest jednorazowego użytku bez możliwości ładowania.

W przypadku korzystania z trybu szkoleniowego w defibrylatorach Philips FRx i HS1, warto rozważyć zakup **akumulatora szkoleniowego** z możliwością ładowania. Takie rozwiązanie znacząco wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń w trybie szkoleniowym.

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

## Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Philips Medical Systems Nederland B.V., Holandia

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.