

BATERIA DO DEFIBRYLATORA AED REANIBEX 100



Bateria dedykowana do zasilania defibrylatora AED Reanibex 100. Bateria nieładownalna z długim okresem przydatności.

Kod produktu: DJS 3000

GTIN: 8436045705389

Kod produktu: DEF-250

GTIN: 8436045705389

850,00 zł z VAT, 787,04 zł netto

Opis

Bateria dedykowana do zasilania defibrylatora AED Reanibex 100. Bateria nieładownalna z długim okresem przydatności, który przy eksploatacji urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta wynosi do 5 lat od momentu jej instalacji. Bateria umożliwia wykonanie nawet 350 wyładowań maksymalną energią na poziomie 200 J lub na co najmniej 36 godzin ciągłej pracy w temperaturze 25°C, co plasuje ją jako jedną z najmocniejszych baterii na rynku. Producent posiada również badania, które potwierdzają możliwość krótkotrwałego użycia produktu w ujemnych temperaturach do -20°C przez około 20 minut.

Charakterystyka baterii

- okres przydatności: do 5 lat od momentu instalacji
- maksymalna pojemność pozwala na 350 wyładowań maksymalną energią
- wyrób medyczny wielorazowego użytku

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Osatu, S. Coop., Hiszpania

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Osatu, S. Coop., Hiszpania