

BATERIA DO DEFIBRYLATORÓW AED PRIMEDIC - 6 LETNIA



Bateria 6-letnia dedykowana do prawie wszystkich rodzajów defibrylatorów Primedic – obsługiwane modele to HeartSave AED/AS/AED-M.

Uwaga! Bateria nie pasuje do modelu HeartSave Pad.

Kod produktu: 97641

Kod produktu: DEF-128

1 650,00 zł z VAT, 1 527,78 zł netto

Opis

Bateria dedykowana do prawie wszystkich rodzajów defibrylatorów Primedic – obsługiwane modele to HeartSave AED/AS/AED-M. Uwaga! Bateria nie pasuje do modelu HeartSave Pad.

Właściwości baterii: LiMnO₂, 15VDC / 7,2Ah / 108Wh

Przydatność produktu: 6 lat.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Metrax GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Metrax GmbH, Niemcy

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.