

# BATERIA WSPOMAGAJĄCA 9V DO DEFIBRYLATORA AED DEFIBTECH LIFELINE AED



Bateria litowa 9V, która zasila aktywny wskaźnik stanu baterii głównej w defibrylatorach Defibtech Lifeline AED oraz Lifeline AED AUTO.

**Kod produktu:** U9VLJPFP

**GTIN:** 740286100222

---

**Kod produktu:** DEF-071

**GTIN:** 740286100222

**89,00 zł z VAT, 72,36 zł netto**

## Opis

Bateria litowa 9V, która zasila aktywny wskaźnik stanu baterii głównej w defibrylatorach Defibtech Lifeline AED oraz Lifeline AED AUTO.

Baterię pomocniczą umieszcza się wewnątrz baterii głównej (patrz [Bateria 7-letnia do defibrylatora AED Defibtech Lifeline](#)).

Okres ważności baterii wynosi 1 rok od momentu rozpoczęcia użytkowania.

## Parametry techniczne baterii 9V

- wysoka gęstość energii, do 5 razy więcej niż baterii alkalicznych, do 10x więcej niż cynku węgla
- do 10 lat okresu przechowywania
- przewodzenie wysokiego napięcia
- lekka – 18% mniej niż baterie alkaliczne
- szeroki zakres temperatur pracy

## Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z instrukcją producenta.

## Producent

Ultralife Corporation  
2000 Technology Parkway  
Newark, NY 14513  
Stany Zjednoczone  
+1 315 332 7100  
[sales@ultralifecorp.com](mailto:sales@ultralifecorp.com)

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Hermann Bauer GmbH

Niederhart 1a

94113 Tiefenbach

Niemcy

+49 8546 975630

info@bauer-batterien.de

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Ultralife Corporation 2000 Technology Parkway Newark, NY 14513 Stany Zjednoczone +1 315 332 7100

sales@ultralifecorp.com

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.