

BEATY - INNOWACYJNY CZUJNIK GŁĘBOKOŚCI UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ



Czujnik Beaty to innowacyjne urządzenie medyczne. Umożliwia wykonywanie efektywnych ucisków klatki piersiowej. Urządzenie udziela głosowej informacji zwrotnej w przypadku ucisku osiągniętego głębokość 5 cm.

Kod produktu: DRO-019

139,00 zł z VAT, 113,01 zł netto

Opis

Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) może dotknąć każdego człowieka, w dowolnym miejscu i w każdej chwili. **88%** przypadków NZK ma miejsce poza szpitalem. Ofiara nagle traci przytomność i przestaje oddychać. Wtedy liczy się każda sekunda. Po **4 min.** zmiany w mózgu są już nieodwracalne wskutek niedotlenienia.

Aby zdobyć czas, musisz **dobrze uciskać** klatkę piersiową (resuscytacja krążeniowa):

- na głębokość 5-6 cm
- w tempie 100-120 ucisków na minutę
- pozwalać jej wrócić do pierwotnego kształtu

Badania pokazują, że większość osób ma problem z efektywnym uciskaniem klatki piersiowej. Mamy na to sposób.

Bezpieczeństwo

Stosować zgodnie z instrukcją i wytycznymi RKO. Nie używać w przypadku uszkodzenia urządzenia.

Producent

Medical Feedback Technologies Ltd

Baruj Benaceraf 2

Rishon Lezion 7580537

Państwo Izrael

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Arazy Group GmbH

The quaire 12, Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

Niemcy

+49 69 95932-5090

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Medical Feedback Technologies Ltd Baruj Benaceraf 2 Rishon Lezion 7580537 Państwo Izrael

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.