

BIODROWA OPASKA UCISKOWA SAM SJT



Biodrowa opaska uciskowa Sam Junctional Tourniquet (SJT) została zaprojektowana z myślą o tamowaniu krwotoków w miejscach, gdzie standardowe opaski uciskowe nie mogą zapewnić skutecznego działania.

Kod produktu: JT400-EN

GTIN: 822045000353

Kod produktu: RT-098

GTIN: 822045000353

2,250,00 zł z VAT, 2,083,33 zł netto

Opis

Biodrowa opaska uciskowa Sam Junctional Tourniquet (SJT) została zaprojektowana z myślą o tamowaniu krwotoków w miejscach, gdzie standardowe opaski uciskowe nie mogą zapewnić skutecznego działania. Jest to niezastąpione narzędzie w przypadku ran powstałych w wyniku eksplozji improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) lub amputacji nóg blisko pachwiny, gdzie najważniejsze jest szybkie udzielenie pomocy.

Opaska SJT charakteryzuje się prostą budową, jest łatwa w użyciu i może zostać założona w czasie krótszym niż 25 sekund. Poduszkę dociskową TCD umieszcza się w miejscu zranienia i pompuje, aż do zatrzymania krwawienia. W razie potrzeby możliwe jest zastosowanie dwóch poduszek TCD, co umożliwia zatamowanie krwotoku obustronnego. Dzięki solidnej konstrukcji opaska pozostaje pewnie przymocowana do rannego podczas transportu.

Wersja **SJT102** wyróżnia się na rynku, oferując dodatkowy pas naramienny oraz specjalną nakładkę na poduszkę TCD, przeznaczoną do punktowego ucisku tętnicy podobojczykowej. Te innowacyjne funkcje zwiększają wszechstronność opaski, umożliwiając skuteczne leczenie w różnych sytuacjach kryzysowych.

Kolejną unikalną cechą opaski SJT jest jej zdolność do stabilizacji złamań miednicy, co jest szczególnie istotne w przypadku ran powstałych po wybuchach IED, które często wiążą się z takimi urazami. Opatentowana sprzączka opaski zapewnia klinicznie sprawdzoną siłę ściskania, eliminując ryzyko niepewności w zakresie nacisku na miednicę – nadmierne lub zbyt słabe ściśnięcie może być szkodliwe dla pacjenta, a w sytuacjach stresowych, takich jak akcje ratunkowe, precyzyjne dozowanie siły jest kluczowe.

Specyfikacja:

- Szybka aplikacja
- Dwie poduszki TCD umożliwiające obustronne zatamowanie krwawienia
- Stabilizacja złamań miednicy

- Możliwość użycia w przypadku ran powstałych w wyniku eksplozji IED lub amputacji w okolicy pachwiny
- SJT102 z dodatkowym pasem naramiennym i nakładką na poduszkę TCD do punktowego ucisku tętnicy podobojczykowej
- Solidna konstrukcja zapewniająca pewne przymocowanie do rannego podczas transportu
- Łatwość w użyciu, zapewniająca skuteczność w ekstremalnych warunkach

Biodrowa opaska uciskowa Sam Junctional Tourniquet to niezawodne narzędzie w sytuacjach kryzysowych, gdy liczy się każda sekunda.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

SAM Medical Products, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.