

BRAYDEN JUNIOR PRO (ZESTAW DO KONWERSJI)



Zestaw do konwersji Brayden Junior Pro umożliwia łatwe przekształcenie manekina Brayden Adult Pro w zgodny z wytycznymi manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci w wieku około 10-12 lat, zarówno do treningu, jak i oceny. Po podłączeniu do Brayden Online, informacje zwrotne na temat wydajności i narzędzia oprogramowania do analizy zapewniają kompleksowe, wysokiej jakości podsumowanie.

Aplikacja Brayden Online jest bezpłatna i może być używana na dowolnym telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze PC.

Zestaw jest łatwy w transporcie – oszczędza miejsce, zapewniając możliwość ćwiczenia na fantomach prezentujących dwie różne grupy wiekowe bez konieczności posiadania i wożenia dwóch pełnych manekinów.

Zestaw do konwersji Brayden Junior PRO

kod: IM13-J2

Zestaw do konwersji Brayden Junior Pro umożliwia łatwe przekształcenie manekina Brayden Adult Pro w zgodny z wytycznymi manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci w wieku około 10-12 lat, zarówno do treningu, jak i oceny. Po podłączeniu do Brayden Online, informacje zwrotne na temat wydajności i narzędzia oprogramowania do analizy zapewniają kompleksowe, wysokiej jakości podsumowanie.

Aplikacja Brayden Online jest bezpłatna i może być używana na dowolnym telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze PC.

Zestaw jest łatwy w transporcie – oszczędza miejsce, zapewniając możliwość ćwiczenia na fantomach prezentujących dwie różne grupy wiekowe bez konieczności posiadania i wożenia dwóch pełnych manekinów.

Przeznaczenie:

- Szkolenia z resuscytacji krążeniowo oddechowej
- Pokazy pierwszej pomocy

Zestaw do konwersji Junior Pro zawiera:

- Skóra twarzy z podłączeniem
- Skóra torsu z magnesem potrzebnym do połączenia się manekina z aplikacją Brayden Online
- Sprężyna z adapterami (3 elementy)
- Adapter pochylenia głowy
- Płuco (do Brayden Junior)

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.