

# BUTLA TLENOWA ALUMINIOWA 2,7 LITRA (LUXFER)



Butla tlenowa aluminiowa o pojemności 2,7 l wyposażona w standardowy zawór DIN G3/4", który jest kompatybilny z większością dostępnych reduktorów na rynku. Produkt przeznaczony jest na tlen medyczny.

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

---

**Kod produktu:** TLE-106

**910,00 zł z VAT, 739,84 zł netto**

## Opis

Butla tlenowa wykonana z aluminium o pojemności 2,7 l. Produkt z przeznaczeniem na tlen medyczny. Wyposażona w zawór z przyłączem G3/4", który jest kompatybilny z większością reduktorów na rynku. Dno butli jest płaskie co umożliwia jej postawienie na płaskiej powierzchni, Legalizacja butli wynosi co najmniej 9 lat.

## Specyfikacja techniczna

- butla ma ciśnienie próbne 300 bar, robocze 200 bar
- certyfikowanie TUV
- znakowanie "pi"
- średnica: 11,7 cm
- wysokość (z zaworem): 52 cm
- waga (bez zaworu): 3,7 kg

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

## Bezpieczeństwo

### Producent

Luxfer Gas Cylinders, United Kingdom

Colwick Industrial Estate

Nottingham

NG4 2BH

Wielka Brytania

+44 0 115 980 3800

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

OBELIS S.A.

Bd Général Wahis 53

B-1030 Brussels

Belgia

+32 0 2 732 594

mail@obelis.net

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Luxfer Gas Cylinders, United Kingdom Colwick Industrial Estate Nottingham NG4 2BH Wielka Brytania +44 0 115 980 3800

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.