

# BUTLA TLENOWA ALUMINIOWA 2,7 LITRA



Butla tlenowa aluminiowa o pojemności 2,7l wyposażona w standardowy zawór DIN G3/4", który jest kompatybilny z większością dostępnych reduktorów na rynku. Produkt przeznaczony jest na tlen medyczny.

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

---

**Kod produktu:** TLE-007

**650,00 zł z VAT, 528,46 zł netto**

## Opis

Butla tlenowa wykonana z aluminium o pojemności 2,7l. Produkt z przeznaczeniem na tlen medyczny. Wyposażona w zawór z przyłączem G3/4", który jest kompatybilny z większością reduktorów na rynku. Dno butli jest płaskie co umożliwia jej postawienie na płaskiej powierzchni, Legalizacja butli wynosi co najmniej 9 lat.

## Specyfikacja techniczna

- butla ma ciśnienie próbne 300 bar, robocze 200 bar
- certyfikowanie TUV
- znakowanie "pi"
- średnica: 12,7 cm
- wysokość (z zaworem): 49 cm
- waga (bez zaworu): 3,44 kg

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

## Bezpieczeństwo

### Producent

New Energy Technology Co., Ltd.

No. 69 Lantian Road, Economic Development Zone,

Fushun City, Liaoning Province 113122

Chiny

+86 24 56615522

info@netcylinders.com

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

TEMIS Sp. z o. o.

ul. Zakładowa 8

89-620 Chojnice

Polska

+48 52 397 27 79

biuro@temis.com.pl

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.