

BUTLA TLENOWA ALUMINIOWA 2 LITRY (LUXFER)



Butla tlenowa aluminiowa o pojemności 2l wyposażona w standardowy zawór DIN G3/4", który jest kompatybilny z większością dostępnych reduktorów na rynku. Produkt przeznaczony jest na tlen medyczny.

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

Kod produktu: TLE-085

650,00 zł z VAT, 528,46 zł netto

Opis

Butla tlenowa wykonana z aluminium o pojemności 2l. Produkt z przeznaczeniem na tlen medyczny. Wyposażona w zawór z przyłączem G3/4", który jest kompatybilny z większością reduktorów na rynku. Dno butli jest płaskie co umożliwia jej postawienie na płaskiej powierzchni, Legalizacja butli wynosi co najmniej 9 lat.

Specyfikacja techniczna

- butla ma ciśnienie próbne 300 bar, robocze 200 bar
- certyfikowanie TUV
- znakowanie "pi"
- średnica: 10,2 cm
- wysokość (z zaworem): 49,5 cm
- waga (bez zaworu): 2,54 kg

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

Bezpieczeństwo

Producent

Luxfer Gas Cylinders, United Kingdom

Colwick Industrial Estate

Nottingham

NG4 2BH

Wielka Brytania

+44 0 115 980 3800

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

OBELIS S.A.

Bd Général Wahis 53

B-1030 Brussels

Belgia

+32 0 2 732 594

mail@obelis.net

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Luxfer Gas Cylinders, United Kingdom Colwick Industrial Estate Nottingham NG4 2BH Wielka Brytania +44 0 115 980 3800

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.