

BUTLA TLENOWA ALUMINIOWA 2 LITRY



Butla tlenowa aluminiowa o pojemności 2l wyposażona w standardowy zawór DIN G3/4", który jest kompatybilny z większością dostępnych reduktorów na rynku. Produkt przeznaczony jest na tlen medyczny.

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

Kod produktu: TLE-042

520,00 zł z VAT, 422,76 zł netto

Opis

Butla tlenowa wykonana z aluminium o pojemności 2l. Produkt z przeznaczeniem na tlen medyczny. Wyposażona w zawór z przyłączem G3/4", który jest kompatybilny z większością reduktorów na rynku. Dno butli jest płaskie co umożliwia jej postawienie na płaskiej powierzchni, Legalizacja butli wynosi co najmniej 9 lat.

Specyfikacja techniczna

- butla ma ciśnienie próbne 300 bar, robocze 200 bar
- certyfikowanie TUV
- znakowanie "pi"
- średnica: 10,5 cm
- wysokość (z zaworem): 49,5 cm
- waga (bez zaworu): 2,75 kg

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

Bezpieczeństwo

Producent

Shenyang Zhongfu Kejin Pressure Vessels Co., Ltd.

No.6, No.15 Street, Economic Development Zone

Shenyang City, Liaoning Province

Chiny

+86 24 24509290

office@kjqp.cn

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

TEMIS Sp. z o. o.

ul. Zakładowa 8

89-620 Chojnice

Polska

+48 52 397 27 79

biuro@temis.com.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.