



BUTLA TLENOWA STALOWA 10 LITRÓW

Butla tlenowa stalowa pojemności 10l wyposażona w standardowy zawór DIN G3/4", który jest kompatybilny z większością dostępnych reduktorów na rynku. Produkt przeznaczony jest na tlen medyczny.

Kod produktu: TLE-003

650,00 zł z VAT, 528,46 zł netto

Opis

Butla tlenowa wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego stopu stali o pojemności 10l. Produkt z przeznaczeniem na tlen medyczny Wyposażona w zawór z przyłączem G3/4", który jest kompatybilny z większością reduktorów na rynku. Butla posiada metalową osłonę zaworu. Dno butli jest płaskie co umożliwia jej postawienie na płaskiej powierzchni, Legalizacja butli wynosi co najmniej 9 lat.

Specyfikacja techniczna:

- butla ma ciśnienie próbne 300 bar, robocze 200 bar
- certyfikowanie TUV
- znakowanie "pi"
- średnica: 14 cm
- wysokość (z zaworem): 93 cm
- waga (bez zaworu): 12,5 kg

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.