

# BUTLA TLENOWA STALOWA 2,7 LITRA



Butla tlenowa stalowa pojemności 2,7l wyposażona w standardowy zawór DIN G3/4", który jest kompatybilny z większością dostępnych reduktorów na rynku. Produkt przeznaczony jest na tlen medyczny.

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

---

**Kod produktu:** TLE-008

**410,00 zł z VAT, 333,33 zł netto**

## Opis

Butla tlenowa wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego stopu stali o pojemności 2,7l. Produkt z przeznaczeniem na tlen medyczny. Wyposażona w zawór z przyłączem G3/4", który jest kompatybilny z większością reduktorów na rynku. Dno butli jest płaskie co umożliwia jej postawienie na płaskiej powierzchni, Legalizacja butli wynosi co najmniej 9 lat.

## Specyfikacja techniczna:

- butla ma ciśnienie próbne 315 bar, robocze 200 bar
- certyfikowanie TUV
- znakowanie "pi"
- średnica: 12 cm
- wysokość (z zaworem): 45 cm
- waga z zaworem: 5 kg

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.