

BUTLA TLENOWA STALOWA 2 LITRY



Butla tlenowa stalowa pojemności 2l wyposażona w standardowy zawór DIN G3/4", który jest kompatybilny z większością dostępnych reduktorów na rynku. Produkt przeznaczony jest na tlen medyczny.

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

Kod produktu: TLE-060

390,00 zł z VAT, 317,07 zł netto

Opis

Butla tlenowa wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego stopu stali o pojemności 2l. Produkt z przeznaczeniem na tlen medyczny. Wyposażona w zawór z przyłączem G3/4", który jest kompatybilny z większością reduktorów na rynku. Dno butli jest płaskie co umożliwia jej postawienie na płaskiej powierzchni, Legalizacja butli wynosi co najmniej 9 lat.

Specyfikacja techniczna:

- butla ma ciśnienie próbne 315 bar, robocze 200 bar
- certyfikowanie TUV
- znakowanie "pi"
- średnica: 11 cm
- wysokość (z zaworem): 42 cm
- waga z zaworem: 3,5 kg

Butla jest zgodna ze standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 według aktualnych wytycznych KSRG.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.