

# BUTLA TLENOWA STALOWA 5 LITRÓW



Butla tlenowa stalowa pojemności 5l wyposażona w standardowy zawór DIN G3/4", który jest kompatybilny z większością dostępnych reduktorów na rynku. Produkt przeznaczony jest na tlen medyczny.

---

**Kod produktu:** TLE-001

**490,00 zł z VAT, 398,37 zł netto**

## Opis

Butla tlenowa wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego stopu stali o pojemności 5l. Produkt z przeznaczeniem na tlen medyczny. Wyposażona w zawór z przyłączem G3/4", który jest kompatybilny z większością reduktorów na rynku. Butla posiada metalową osłonę zaworu. Dno butli jest płaskie co umożliwia jej postawienie na płaskiej powierzchni, Legalizacja butli wynosi co najmniej 9 lat.

## Specyfikacja techniczna:

- butla ma ciśnienie próbne 325 bar, robocze 200 bar
- certyfikowanie TUV
- znakowanie "pi"
- średnica: 14 cm
- wysokość (z zaworem): 55 cm
- waga (bez zaworu): 7,8 kg

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.