



## BUTLA TLENOWA STALOWA 8 LITRÓW

Butla tlenowa stalowa pojemności 8l wyposażona w standardowy zawór DIN G3/4", który jest kompatybilny z większością dostępnych reduktorów na rynku. Produkt przeznaczony jest na tlen medyczny.

---

**Kod produktu:** TLE-055

**610,00 zł z VAT, 495,93 zł netto**

### Opis

Butla tlenowa wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego stopu stali o pojemności 8l. Produkt z przeznaczeniem na tlen medyczny. Wyposażona w zawór z przyłączem G3/4", który jest kompatybilny z większością reduktorów na rynku. Butla posiada metalową osłonę zaworu. Dno butli jest płaskie co umożliwi jej postawienie na płaskiej powierzchni, Legalizacja butli wynosi co najmniej 9 lat.

### Specyfikacja techniczna:

- butla ma ciśnienie próbne 325 bar, robocze 200 bar
- certyfikowanie TUV
- znakowanie "pi"
- średnica: 13,8 cm
- wysokość (z zaworem): 78,6 cm
- waga (bez zaworu): 11,2 kg

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.