

# CIŚNIENIOMIERZ ELEKTRONICZNY Z ZASILACZEM SIECIOWYM GESS ELITE II



Ciśnieniomierz automatyczny GESS ELITE II to bardzo komfortowy aparat, za pomocą którego każdy użytkownik zmierzy łatwo ciśnienie krwi.

**Kod produktu:** HL858A3

**GTIN:** 5905279926042

---

**Kod produktu:** AM-026

**GTIN:** 5905279926042

**120,00 zł z VAT, 111,11 zł netto**

## Opis

Ciśnieniomierz automatyczny GESS ELITE II to bardzo komfortowy aparat, za pomocą którego każdy użytkownik zmierzy łatwo ciśnienie krwi. Model cechuje się bardzo niskim poziomem hałasu. Pozwala na to innowacyjna pompa, która jest nie tylko cicha, ale również szybka. To znacznie skraca czas pomiaru i jednocześnie podnosi komfort użytkownika. Co więcej, duży wyświetlacz LCD znacznie ułatwia odczyt pomiaru nawet osobom niedowidzącym. Za pomocą tego ciśnieniomierza można dokonywać pomiarów nawet poza domem, gdyż posiada zasilanie na baterie, a w razie konieczności można podłączyć aparat także do zasilacza.

Ciśnieniomierz automatyczny GESS ELITE II został wyposażony także w liczne dodatkowe funkcje, które sprawiają, że to urządzenie staje się prawdziwym centrum kontroli ciśnienia użytkownika. Ponadto, urządzenie posiada między innymi detektor arytmii (IHB), a także wskaźnik ciśnienia, opracowany na podstawie międzynarodowej klasyfikacji WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) – każdy pomiar, w zależności od wartości jest zaliczany do jednego z 6 poziomów – od optymalnego do ciężkiego nadciśnienia.

Proponowany przez nas model ciśnieniomierza GESS ELITE II wskazuje uśrednioną wartość trzech ostatnich pomiarów. Dodatkowo aparat został wyposażony w technologię MULTI-USER, co sprawia, że na jednym urządzeniu dwóch użytkowników może przechowywać w pamięci w sumie aż 240 pomiarów.

## W skład kompletu wchodzi

- ciśnieniomierz
- mankiet
- etui
- baterie
- ładowarka sieciowa

- instrukcja obsługi w języku polskim

### **Dane techniczne**

- pamięć: łącznie 240 pomiarów dla 2 użytkowników
- zasilanie: 4 x AAA
- metoda pomiaru: oscylometryczna
- wyświetlacz: LCD
- żywotność baterii: około 300 pomiarów
- zakres pomiaru ciśnienia: 0 ~ 300 mmHg
- zakres pomiaru pulsu: 40 ~ 199 uderzeń/Min

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Health & Life Co., Ltd, Tajwan

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Emergo Europe B.V., Holandia

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Health & Life Co., Ltd, Tajwan