

# DEFIBRYLATOR AED DEFIBTECH LIFELINE AED Z 7-LETNIA BATERIA, PÓŁAUTOMATYCZNY



Defibrylator Lifeline AED jest jednym z najbardziej znanych i sprawdzonych defibrylatorów AED – został rozmieszczony w ponad 150 000 miejscach na całym świecie i posiada najwięcej udokumentowanych danych na temat skuteczności użycia w ratownictwie przedszpitalnym.

**Kod produktu:** DDU-100

**GTIN:** 815098020031

---

**Kod produktu:** DEF-018

**GTIN:** 815098020031

**6 190,00 zł z VAT, 5 731,48 zł netto**

## Opis

Defibrylator AED Defibtech Lifeline jest jednym z najbardziej znanych i sprawdzonych defibrylatorów AED. Posiada zwięzłą konstrukcję – brak w nim ruchomych elementów, a ponadto boki urządzenia są wzmocnione antypoślizgowym materiałem. AED posiada funkcję autotestów, a w razie nieprawidłowości zasygnalizuje to wskaźnik na obudowie. Defibrylator posiada wbudowany metronom, który wspomaga ratownika podczas wykonywania resuscytacji.

Lifeline zasilany jest baterią, która posiada aż 7 lat przydatności do użycia, co przekłada się na 300 wyładowań albo 16 godzin ciągłej pracy. Dodatkowo do zasilania defibrylatora potrzebna jest 9V bateria, która służy jako zasilanie wskaźnika informacyjnego.

Defibrylator AED Defibtech Lifeline posiada jeden z krótszych czasów ładowania do przeprowadzenia wyładowania, który wynosi tylko 6 sekund.

## Skład zestawu

- defibrylator AED Defibtech Lifeline, półautomatyczny
- elektrody dla dorosłych z terminem przydatności do użycia wynoszącym około 24 miesiące
- 7 letnia bateria główna
- pomocnicza bateria 9V
- mała apteczka (maseczki do sztucznego oddychania, maszynki do golenia, dwie pary rękawiczek, gazik do dezynfekcji)

- instrukcja obsługi
- 8 lat gwarancji

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Defibtech LLC, Stany Zjednoczone

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Emergo Europe, Holandia

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Defibtech LLC, Stany Zjednoczone

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.