

DEFIBRYLATOR AED DEFIBTECH LIFELINE VIEW AED



Nowoczesny, półautomatyczny defibrylator stworzony z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi oraz zwiększeniu skuteczności udzielania pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Kod produktu: DDU-2300

Kod produktu: DEF-022

9 000,00 zł z VAT, 8 333,33 zł netto

Opis

Nowoczesny, półautomatyczny defibrylator stworzony z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi oraz zwiększeniu skuteczności udzielania pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. **Lifeline View** to pierwszy na świecie AED wyposażony w kolorowy ekran LCD z animacjami, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces resuscytacji – także osoby niedosłyszące i głuchonieme, dzięki czytelnym instrukcjom wizualnym.

Defibrylator AED Defibtech LIFELINE VIEW - charakterystyka i właściwości

Defibtech LIFELINE VIEW to nowoczesny defibrylator AED stworzony z myślą o prostocie obsługi i maksymalnej skuteczności działania. Kolorowy wyświetlacz LCD z animowaną postacią prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces resuscytacji, a napisy na ekranie zapewniają czytelność nawet w głośnym otoczeniu. Instrukcje głosowe i wizualne umożliwiają obsługę także osobom bez przeszkolenia.

Wbudowany metronom wspiera utrzymanie prawidłowego tempa ucisków, a licznik czasu informuje o trwającej fazie RKO. Urządzenie regularnie wykonuje autotesty – codzienne, tygodniowe i miesięczne – a jego gotowość sygnalizuje czytelny wskaźnik. Użytkownik może samodzielnie uruchomić test w dowolnym momencie bez potrzeby odsyłania sprzętu do serwisu.

Aktualizacja oprogramowania jest szybka i odbywa się poprzez wymianę karty pamięci, bez konieczności otwierania urządzenia. Wytrzymała obudowa spełnia normy dla służb ratowniczych, zapewnia odporność na wodę, pył, wstrząsy i wibracje (IP55), a urządzenie działa w szerokim zakresie wilgotności.

Jaskrawy żółty kolor zwiększa widoczność defibrylatora w terenie, a kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja sprawia, że jest łatwy w transporcie i gotowy do natychmiastowego użycia.

Specyfikacja:

- **Czas ładowania wstrząsu:** Krótszy niż 4 sekundy (przy 25°C)
- **Żywotność baterii:** 4 lata, umożliwia 125 wyładowań lub 8 h pracy ciągłej

- **Gwarancja:** 8 lat
- **Odporność:** Pył, woda (IP55), wilgoć (5%–95%), wibracje i wstrząsy
- **Technologia impulsu:** Dwufazowa, niskoenergetyczna, o potwierdzonej skuteczności
- **Zapis EKG:** Do 12 godzin, możliwość odczytu na komputerze

Zawartość:

- Defibrylator LIFELINE VIEW
- Bateria 4-letnia DCF-2003
- Komplet elektrod dla dorosłych DDP-2001
- Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Defibtech LLC, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Emergo Europe, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Defibtech LLC, Stany Zjednoczone