

# DEFIBRYLATOR AED DEFISIGN LIFE PÓŁAUTOMATYCZNY



Defibrylator DefiSign LIFE AED został zaprojektowany przez renomowaną szwajcarską firmę Schiller Medical do powszechnego dostępu do defibrylacji. Przyjazna cena oraz prostota użycia sprawia, że jest on dobrym wyborem dla każdego. Dodatkowo urządzenie posiada aż 10 lat gwarancji co stanowi rekord wśród tego typu sprzętów. Defibrylator w wersji półautomatycznej, co oznacza, że w celu wykonania defibrylacji należy wcisnąć przycisk na urządzeniu.

**Kod produktu:** 1-127-9906

**GTIN:** 7613365900804

---

**Kod produktu:** DEF-014

**GTIN:** 7613365900804

**4 990,00 zł z VAT, 4 620,37 zł netto**

## Opis

Po otwarciu pokrywy Defibrylator AED DefiSign Life od razu zaczyna wydawać ratownikowi komendy głosowe, które dodatkowo wspomagane są przez podświetlane piktogramy na obudowie urządzenia. Elektrody do AED mają żywotność 2,5 roku, a bateria 6 lat. Defibrylator DefiSign Life posiada czujniki, które w razie konieczności poinformują użytkownika o kończącym się terminie ważności elektrod.

DefiSign posiada bardzo długi okres gwarancyjny, który wynosi aż 10 lat.

Defibrylator posiada klasę szczelności IP 55.

## W skład zestawu wchodzi

- defibrylator AED DefiSign Life
- elektrody dla dorosłych
- bateria
- instrukcję obsługi
- 10 lat gwarancji
- apteczka pierwszej pomocy

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

SCHILLER MEDICAL, Francja

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

SCHILLER MEDICAL, Francja

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.