

# DEFIBRYLATOR AED HEARTSINE SAMARITAN 500 P



Nawet jeśli widzisz Samaritan PAD 500 P po raz pierwszy, od razu wiesz, jak się nim posługiwać. Dotykasz PAdA, włączasz jednym przyciskiem po prostu wiesz co masz robić. Trzy proste kroki i trzy proste ruchy, które z łatwością wykonasz dzięki profesjonalnemu wsparciu defibrylatora powodują, że udzielanie pierwszej pomocy jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

---

**7 506,00 zł z VAT, 7 506,00 zł netto**

Półautomatyczny defibrylator AED Samaritan PAD 500 P to zaawansowane urządzenie z systemem podpowiedzi do prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, idealne zarówno dla ratowników, jak i osób bez doświadczenia.

## Charakterystyka produktu

- **Gwarancja:** 8 lat
- **Dodatkowe funkcje:** Dostosowany protokół pediatryczny RKO, Niski próg asystolii, Możliwa aktualizacja, Użytkownik może uzyskać dane RKO
- **Żywotność baterii:** 4 lata
- **Żywotność elektrod:** 4 lata
- **Instrukcja prowadzenia RKO:** Tak
- **Bateria:** litowo-manganowa

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.