

# DEFIBRYLATOR AED IPAD (ME PAD) CU SP1 AUTOMATYCZNY



Defibrylator AED iPad świetnie nadaje się do użytku w miejscach publicznych, zakładach pracy czy też obiektach sportowych. Do defibrylatora stworzono dwa rodzaje elektrod, dzięki czemu, można go używać również w przypadku pacjentów pediatrycznych. W przypadku braku elektrod dla dzieci defibrylację można przeprowadzić za pomocą elektrod dla dorosłych, lecz aby to zrobić należy aktywować tryb pediatryczny za pomocą suwaka na urządzeniu. Defibrylator pracuje w trybie automatycznym, co oznacza, że do wykonania wstrząsu nie jest konieczna ingerencja człowieka.

**Kod produktu:** CU-SP1 Auto

**GTIN:** 8809435480485

---

**Kod produktu:** DEF-026a

**GTIN:** 8809435480485

**4 990,00 zł z VAT, 4 620,37 zł netto**

## Opis

Defibrylator AED iPad SP01 to uniwersalne urządzenie, które sprawdza się zarówno w użytku w miejscach publicznych jak i na potrzeby wykwalifikowanych jednostek ratowniczych. Wytrzymała konstrukcja i solidność wykonania to cechy szczególne, które gwarantują długotrwałe użytkowanie nawet w ciężkich warunkach pracy. To co wyróżnia iPad SP01 na tle większości defibrylatorów na rynku to tzw. **tryb pediatryczny**. Na panelu głównym znajduje się suwak "dorosły-dziecko", który pozwala na szybki wybór z jakim poszkodowanym będziemy działać. W przypadku dziecka, urządzenie automatycznie dostosuje impuls defibrylacyjny dedykowany dla osoby pediatrycznej, nie potrzebujemy wtedy osobnych elektrod przeznaczonych do użytku dla dzieci. Takie rozwiązanie poprawia komfort pracy ratownika, przyspiesza udzielanie pomocy i znacząco obniża koszty eksploatacyjne. Prezentowana wersja jest w pełni automatyczna, co oznacza, że impuls wywołany jest bez naciskania guzika "defibrylacja".

## Charakterystyka produktu

- tryb pediatryczny pozwalający na użycie elektrod dla dorosłych w przypadku dzieci
- w przypadku hałasu defibrylator automatycznie dopasowuje głośność komunikatów głosowych, aby były wyraźnie słyszalne
- litowo-jonowa bateria zapewnia 5 letni okres czuwania lub pozwala wykonać do 200 wyładowań

- wbudowane codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne autotesty
- dzięki karcie pamięci defibrylator ma możliwość zapisu parametrów pacjenta lub pełny zapis 5 akcji ratunkowych (maksymalny czas trwania wynosi 3 godziny)

### **Skład zestawu**

- defibrylator AED iPAD
- elektrody dla dorosłych z 30-miesięcznym okresem przydatności do użycia
- torba transportowa
- 5-letnia bateria
- 5-letnia gwarancja

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

CU Medical Systems, Inc., Republika Korei

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Medical Device Safety Service, GmbH, Niemcy

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

CU Medical Systems, Inc., Republika Korei