

DEFIBRYLATOR AED IPAD (ME PAD) CU SP1 PÓŁAUTOMATYCZNY



Defibrylator AED iPAD świetnie nadaje się do użytku w miejscach publicznych, zakładach pracy czy też obiektach sportowych. Do defibrylatora stworzono dwa rodzaje elektrod, dzięki czemu, można go używać również w przypadku pacjentów pediatrycznych. W przypadku braku elektrod dla dzieci defibrilację można przeprowadzić za pomocą elektrod dla dorosłych, lecz aby to zrobić należy aktywować tryb pediatryczny za pomocą suwaka na urządzeniu.

Kod produktu: CU-SP1

GTIN: 8809435481000

Kod produktu: DEF-026

GTIN: 8809435481000

4 750,00 zł z VAT, 4 398,15 zł netto

Opis

Defibrylator AED iPAD SP01 to uniwersalne urządzenie, które sprawdza się zarówno w użytku w miejscach publicznych jak i na potrzeby wykwalifikowanych jednostek ratowniczych. Wytrzymała konstrukcja i solidność wykonania to cechy szczególne, które gwarantują długotrwałe użytkowanie nawet w ciężkich warunkach pracy. To co wyróżnia IPAD SP01 na tle większości defibrylatorów na rynku to tzw. **tryb pediatryczny**. Na panelu głównym znajduje się suwak "dorosły-dziecko", który pozwala na szybki wybór z jakim poszkodowanym będziemy działać. W przypadku dziecka, urządzenie automatycznie dostosuje impuls defibrilacyjny dedykowany dla osoby pediatrycznej, nie potrzebujemy wtedy osobnych elektrod przeznaczonych do użytku dla dzieci. Takie rozwiązanie poprawia komfort pracy ratownika, przyspiesza udzielanie pomocy i znacząco obniża koszty eksploatacyjne.

Charakterystyka produktu

- tryb pediatryczny pozwalający na użycie elektrod dla dorosłych w przypadku dzieci,
- w przypadku hałasu defibrylator automatycznie dopasowuje głośność komunikatów głosowych, aby były wyraźnie słyszalne,
- litowo-jonowa bateria zapewnia 5 letni okres czuwania lub pozwala wykonać do 200 wyładowań,
- wbudowane codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne autotesty,

- dzięki karcie pamięci defibrylator ma możliwość zapisu parametrów pacjenta lub pełny zapis 5 akcji ratunkowych (maksymalny czas trwania wynosi 3 godziny).

Skład zestawu

- defibrylator AED iPAD,
- elektrody dla dorosłych z 30-miesięcznym okresem przydatności do użycia,
- torba transportowa,
- 5-letnia bateria,
- 5-letnia gwarancja

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

CU Medical Systems, Inc., Republika Korei

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Medical Device Safety Service, GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

CU Medical Systems, Inc., Republika Korei

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.