

# DEFIBRYLATOR AED LIFEPAK 1000 Z EKG



Defibrylator LIFEPAK 1000 firmy PHYSIO-CONTROL jest najbardziej skutecznym urządzeniem stosowanym w podstawowym ratownictwie medycznym. W pełni dostosowujący się do potrzeb, posiada możliwość adaptacji zarówno do protokołów stosowanych obecnie, jak i tych, które powstaną w przyszłości – technologia cprMAX.

Oferowana wersja posiada możliwość wyświetlania zapisu EKG z wykorzystaniem trzyżyłowego przewodu EKG.

---

**Kod produktu:** DEF-083

**19,290,00 zł z VAT, 17,861,11 zł netto**

## Opis

Defibrylator LIFEPAK 1000 to skuteczne urządzenie ratujące życie stosowane w ratownictwie medycznym. Urządzenie posiada ekran, na którym możemy ujrzeć informacje o prowadzonej resuscytacji, a także zapis EKG poszkodowanego. Dodatkowo urządzenie wydaje wskazówki postępowania w formie komunikatów głosowych. Może pracować w trybie manualnym lub automatycznym. Urządzenie opracowane zostało pod względem stosowania go w pojazdach, bez ryzyka uszkodzenia poprzez działanie wibracji i innych ruchów, a także wody i wilgoci – spełnia normę IP55.

## Charakterystyka produktu

- komendy głosowe
- AED jest kompatybilny z wieloma defibrylatorami w ambulansach oraz LPR
- możliwość przechowywania 40 minut zapisu EKG
- technologia cprMAX™ pozwalająca na zminimalizowanie przerw w resuscytacji, umożliwiając tym samym ratownikom wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przed wyładowaniami, w czasie ładowania defibrylatora AED
- energia wstrząsu od 150 do 360 J
- możliwość modyfikacji oprogramowania

## Parametry techniczne

- wymiary: 8,7 x 23,4 x 27,7 cm

- waga z kompletem elektrod REDI-PAK i baterią zużywalną wynosi 3,2 kg
- bateria litowa (nieładowalna, ze wskaźnikiem stanu naładowania) – liczba wyładowań: do 440 o energii 200 dżuli lub praca przez 1030 minut
- gwarancja 5 lat

#### **Zestaw zawiera**

- defibrylator LIFEPAK 1000
- 2 komplety elektrod QUIK-COMBO
- baterię
- torbę z paskiem
- instrukcję obsługi

#### **W skład apteczki AED wchodzi**

- maseczka do sztucznego oddychania
- rękawiczki jednorazowe
- nożyczki
- golarka

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Producent**

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone

#### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Stryker European Operations Limited, Irlandia

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Producent**

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone