



## DEFIBRYLATOR AED LIFEPAK CR2 PÓŁAUTOMATYCZNY

Defibrylator LIFEPAK CR2 półautomatyczny to nowoczesne, intuicyjne i łatwe w obsłudze urządzenie ratujące życie.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-38430

**8 540,00 zł z VAT, 7 907,41 zł netto**

### Opis

Defibrylator LIFEPAK CR2 półautomatyczny to nowoczesne, intuicyjne i łatwe w obsłudze urządzenie ratujące życie. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) może wystąpić w każdej chwili i w dowolnym miejscu, a w takiej sytuacji kluczowe jest natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Brak szybkiej interwencji drastycznie zmniejsza szanse na przeżycie z każdą minutą, dlatego tak ważny jest publiczny dostęp do defibrylatorów. Dzięki nim technologia ratująca życie staje się dostępna w miejscach, gdzie gromadzą się duże grupy ludzi, takich jak obiekty publiczne czy zakłady pracy.

### Cechy produktu:

- Defibrylator półautomatyczny, w którym ratownik wyzwala impuls poprzez naciśnięcie migającego przycisku.
- Opracowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom poczucia pewności, LIFEPAK CR2 pozwala skupić się na najważniejszym – ratowaniu życia.
- Proste, graficzne wskazówki w formie warstwowego rozwiązania sprawiają, że zarówno przeszkoleni, jak i osoby bez wcześniejszego przeszkolenia w obsłudze AED, nie mają wątpliwości, jak rozpocząć akcję ratunkową.
- Elektrody QUIK-STEP, które można szybko odkleić bezpośrednio od podstawy, ułatwiają ich szybkie umieszczenie.
- W trybie dziecięcym urządzenie dostarcza odpowiedni, niższy poziom energii dla pacjentów pediatrycznych, bez konieczności wymiany elektrod.
- Metronom ustawia odpowiednie tempo, a instrukcje dotyczące RKO są wspomagane głosowymi wskazówkami.
- Technologia ClearVoice automatycznie dostosowuje ton i głośność poleceń głosowych, eliminując szumy tła, co zapewnia ich wyraźność nawet w hałaśliwym otoczeniu.
- Najwyższa dostępna energia wynosząca do 360 J zapewnia większą skuteczność wstrząsów.
- LIFEPAK CR2 charakteryzuje się stopniem ochrony IP55, co umożliwia jego używanie w trudnych warunkach.
- **Wersja Wi-Fi:** Połączenie WiFi zapewnia automatyczne powiadomienia o przeterminowaniu materiałów, wszelkich problemach z urządzeniem stwierdzonych w autoteście, dostępnych aktualizacjach oprogramowania, lokalizacji AED poza zasięgiem oraz o użyciu urządzenia czy braku jego zgłoszenia.
- **Wersja Wi-Fi 4G:** Funkcja 4G zapewnia możliwość wykonywania autotestów urządzenia także w miejscach gdzie brak dostępu do sieci WiFi. W wersji 4G defibrylator został wyposażony we wbudowaną, zintegrowaną kartę SIM z dożywotnim pakietem danych. Karty SIM nie trzeba doładowywać, będzie działa przez cały okres działania

defibrylatora. Karta SIM umożliwia także lokalizację urządzenia w przypadku kradzieży

### **Specyfikacja:**

- wysokość: 9,7 cm
- szerokość: 22,6 cm
- głębokość: 27,4 cm
- ciężar: 2,0 kg
- wersja językowa: polska
- gwarancja na defibrylator: 8 lat
- ważność elektrod i baterii: 4 lata
- zakres temperatury roboczej: 0° do +50°C
- temperatura przechowywania: -30° do +60°C z baterią i elektrodami, maksymalny czas ekspozycji ograniczony do jednego tygodnia,
- przechowywanie długoterminowe: Defibrylator należy zawsze przechowywać w zalecanym zakresie temperatur od 15°C do 35°C. Wysokość n.p.m.: -382 do 4,572 m

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Stryker European Operations Limited, Irlandia

### **Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** łączność 4G, łączność USB, łączność Wi-Fi

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone