

DEFIBRYLATOR AED MINDRAY BENEHEART C2 PÓŁAUTOMATYCZNY



Półautomatyczny defibrylator Mindray BeneHeart C2 jest jednym z najszybszych i najbardziej zaawansowanych defibrylatorów zewnętrznych dostępnych obecnie na rynku. Dzięki dostosowanym instrukcjom ratowniczym opartym na kompetencjach użytkowników, wskazówkom dotyczącym resuscytacji krążeniowo-oddechowej i szybkiemu wyładowaniu trwającemu mniej niż osiem sekund, ratownicy mogą bez obaw przeciwdziałać skutkom Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK).

Kod produktu: SZK-PARENT-38412

5 150,00 zł z VAT, 4 768,52 zł netto

Opis

Półautomatyczny defibrylator Mindray BeneHeart C2 jest jednym z najszybszych i najbardziej zaawansowanych defibrylatorów zewnętrznych dostępnych obecnie na rynku. Dzięki dostosowanym instrukcjom ratowniczym opartym na kompetencjach użytkowników, wskazówkom dotyczącym resuscytacji krążeniowo-oddechowej i szybkiemu wyładowaniu trwającemu mniej niż osiem sekund, ratownicy mogą bez obaw przeciwdziałać skutkom Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK).

Defibrylator zapewnia najbardziej szczegółowe wskazówki operacyjne zarówno poprzez komunikaty głosowe jak i animacje.

INTELIĞENTNY I ŁATWY W OBSŁUDZE

Mindray C Series we wsparciu inteligentnej technologii ResQNav[™] rozpoznaje potrzeby osoby ratującej życie. Za pomocą poleceń wizualnych oraz głosowych dostarcza on instrukcji wykonania RKO krok po kroku. Sprawność ratownika oceniana jest przez analizę czasu spędzonego przy każdym etapie. Odpowiednie wskazówki i wsparcie pomagają ocalić czyjeś życie w jak najkrótszym czasie.

SZYBKI I SILNY IMPULS

Dzięki nowej technologii QShock[™], która umożliwia dostarczenie pierwszego wstrząsu w czasie krótszym niż 8 sekund, defibrylator Mindray C Series może zwiększyć szansę skutecznej defibrylacji, ratując życie. Dodatkowo skrócony czas analizy EKG do zaledwie 5 sekund z jednoczesnym ukończeniem wcześniejszego ładowania, pozwala przeprowadzać akcję ratunkową nie tracąc czasu na ładowanie kolejnego impulsu.

WIĘCEJ ENERGII, WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ

Jak określono w wytycznych „2015 AHA Guidelines for CPR and ECC” oraz „ERC Guidelines for Resuscitation 2015” zalecane jest dążenie do osiągnięcia podobnego napięcia w kolejnych wyładowaniach, aby zwiększyć szansę na uratowanie poszkodowanego. Mindray C Series cechuje technologia o dwufazowej fali wyładowania o energii 360J, która spełnia potrzeby indywidualnych pacjentów z NZK.

NIEZAWODNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA

Defibrylator Mindray C Series przeszedł testy potwierdzające wytrzymałość na upadek z 1,5 m. Jest odporny na kurz oraz wodę (wskaźnik odporności IP55) dzięki czemu może być z powodzeniem stosowany w najtrudniejszych warunkach.

Specjalizacja

- Waga: 2 kg
- Wymiary: 21×28,6×7,8 cm
- Tryby komunikacji z urządzeniem: USB, Wi-Fi, 4G
- Dwufazowa energia 360 J dla lepszych wyników
- Automatyczny codzienny autotest zapewniający, że urządzenie jest zawsze gotowe do użycia
- Niezwykle wytrzymały, testowany na upadki z wysokości 1,5 m i wodo-/kurzoodporność IP55
- Żywotność baterii i elektrod wynosi do 5 lat

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** Łączność 4G, Łączność USB, Łączność Wi-Fi

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Chiny