

DEFIBRYLATOR AED PHILIPS HEARTSTART FRX W WALIZCE OCHRONNEJ PELI



Philips HeartStart FRx to jeden z najpopularniejszych defibrylatorów AED na świecie, sprzedany w milionach egzemplarzy. Wybierany jest ze względu na technologię, skuteczność, prostotę obsługi i niezawodność. Philips jest wynalazcą impulsu dwufazowego, złotego standardu stosowanego już przez niemal wszystkich producentów. Dedykowany zarówno laikom jak i jednostkom ratowniczym.

Kod produktu: 861304

Kod produktu: DEF-049

5 890,00 zł z VAT, 5 453,70 zł netto

Opis

Bateria

Bateria litowo manganowa do defibrylatorów AED Philips FRx pozwala na 200 wyładowań lub ciągłą pracę defibrylatora przez okres 4 godzin w temperaturze 25°C. Gwarancja producentka oraz żywotność baterii wynosi 4 lata. Urządzenie przeprowadza autotesty, a gotowość do pracy sygnalizuje migającą zieloną kontrolką.

Uniwersalne elektrody / tryb pediatryczny

Urządzenie posiada uniwersalne elektrody, dzięki którym defibrylację można przeprowadzić zarówno na osobach dorosłych jak i również na pacjentach pediatrycznych – funkcja dostępna po zastosowaniu klucza pediatrycznego. Takie rozwiązanie znacznie wpływa na komfort użytkownika AED oraz na koszty eksploatacyjne urządzenia, gdyż nie ma potrzeby kupowania osobnych elektrod dla osób dorosłych i pediatrycznych.

Prosty w obsłudze i szybki w działaniu

Defibrylator jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Posiada szereg funkcji, które poprowadzą użytkownika przez całą akcję ratowniczą. Funkcja Life Guidance wyświetli ikony i zacznie wydawać komunikaty głosowe dotyczące liczby, częstości i głębokości uciśnień klatki piersiowej oraz momentu, w którym należy wykonać oddechy ratownicze. Ponadto, jeśli w urządzeniu włączono tryb pediatryczny, wsparcie RKO zostanie dostosowane do resuscytacji osób małoletnich. Komunikatom głosowym współtowarzyszą migające ikony oraz skrócone instrukcje, które sprawdzają się przede wszystkim w głośnym otoczeniu. Natomiast

opatentowana technologia szybkiej defibrylacji (Quick Shock) sprawia, że defibrylator umożliwia przeprowadzenie defibrylacji w ciągu zaledwie 8 sekund od momentu przerwania RKO.

Solidnie wykonany

Philips FRx został stworzony z myślą o użytkowaniu go w najbardziej nieprzyjaznych warunkach z jakimi mogą spotkać się ratownicy podczas akcji ratowniczej. Niestraszne są jemu ekstremalne temperatury czy zakurzone i wilgotne środowisko. Urządzenie posiada certyfikat IP55, czyli jest odporne na obciążenie do 225 kg i upadek na beton z wysokości jednego metra.

Gwarancja jakości

Kupujący otrzymuje wraz z defibrylatorem jedną z najdłuższych gwarancji producenckich dostępnych na rynku, której okres wynosi aż 8 lat.

Tryb szkoleniowy

Defibrylatory marki Philips mają unikalną funkcję trybu szkoleniowego, która jest bardzo przydatna w celach dydaktycznych. Poprzez zastosowanie zestawu szkoleniowego składającego się z maty szkoleniowej i elektrod szkoleniowych, można prowadzić zajęcia bez konieczności kupowania osobnego trenażera. Philips FRx posiada aż osiem różnych scenariuszy szkoleniowych, które urozmaicą zajęcia z pierwszej pomocy.

W skład oferowanego zestawu wchodzi:

- defibrylator Philips Heartstart FRx
- walizka ochronna IP67
- 4-letnia bateria litowo-manganowa
- elektrody SMART II z 2-letnim okresem trwałości
- instrukcja obsługi
- 8 lat gwarancji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.