

DEFIBRYLATOR AED PHILIPS HEARTSTART HS1 W TORBIE STANDARD



Defibrylator PHILIPS HeartStart HS1 to jeden z najpopularniejszych defibrylator AED na świecie powszechnie używany w biurach, na lotniskach, w szkołach, placówkach sportowych, a nawet w domach. Philips stworzył urządzenie, które doskonale sprawdza się w sytuacjach zagrożenia życia spowodowanych przez NZK (nagłe zatrzymanie krążenia).

Kod produktu: M5066A

Kod produktu: DEF-001

4 890,00 zł z VAT, 4 527,78 zł netto

Opis

Prostota obsługi

AED Philips HeartStart HS1 obejmuje innowacyjną technologię opartą na szeroko zakrojonych badaniach i opiniach użytkowników, która pozwoliła stworzyć defibrylator tak prosty w obsłudze, że przy minimalnym przeszkoleniu każdy może potencjalnie uratować życie osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia (NZK). Wyraźne, wypowiedane naturalnym głosem polecenia prowadzą użytkownika przez każdy krok procedury pierwszej pomocy z użyciem AED. Przypomina nawet o wezwaniu pogotowia, a funkcja wspomagania czy instruktażu RKO na żądanie pozwala użytkownikowi w stanie stresu przypomnieć sobie wiadomości zdobyte podczas szkolenia.

Zawsze gotowy do użycia

HeartStart HS1 jest zasilany długowieczną baterią (4 lata gwarancji na 200 wyłączeń od pierwszego użycia). W trakcie automatycznych codziennych auto-testów urządzenie weryfikuje obwody elektroniczne, stan baterii i elektrod. Migająca zielona kontrolka stanowi zapewnienie, że aparat jest zawsze gotowy do użycia.

Skuteczność

Terapia impulsem o wysokim natężeniu prądu i niskiej energii firmy Philips jest bardzo skuteczna, a przy tym minimalizuje efekty uboczne, szkodliwe dla delikatnego serca. Defibrylator HeartStart OnSite HS1 dostarcza najskuteczniejszej terapii już przy pierwszym impulsie.

Bezpieczeństwo

PHILIPS HS1 został skonstruowany i zaprogramowany w taki sposób, aby defibrylacja mogła być wykonana tylko wówczas, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie do takiego działania. Defibrylatory PHILIPS automatycznie dobierają najbardziej skuteczny dla poszkodowanego impuls defibrylacyjny w przedziale 140-160J. Jest to najwyższa skuteczność i pełne bezpieczeństwo opatentowanej przez PHILIPS technologii SMART Biophasic.

Optymalne wykorzystanie RKO

Ostatnie badania wykazują, że RKO (Resuscytacja Krążeniowo-Odechowa) jest jeszcze istotniejsza dla przeżycia niż wcześniej sądzono, jednak korzyści z niej wynikające mogą zostać utracone w ciągu kilku sekund. Szybkie wykonanie defibrylacji po uciskach klatki piersiowej i przerwa w RKO ma kluczowe znaczenie. Zastosowana w defibrylatorze HeartStart HS1 funkcja Quick Shock pozwala na zastosowanie terapii w czasie zaledwie 8 sekund (typowo) od zakończenia ucisków klatki piersiowej. Inne urządzenia potrzebują na to 2-3-krotnie dłuższego czasu, co ogranicza szansę na przeżycie poszkodowanego.

Pozostałe cechy

- możliwość defibrylacji niemowląt/dzieci przy użyciu specjalnych elektrod pediatrycznych
- tryb szkoleniowy umożliwia pracę w trybie treningowym (z wykorzystaniem specjalnych elektrod szkoleniowych)

W skład zestawu wchodzi

- defibrylator HeartStart HS1
- bateria litowa (żywość 4 lata lub 200 wyładowań)
- elektrody do defibrylatora dla dorosłych z 2-letnim okresem trwałości
- instrukcja obsługi
- 8 lat gwarancji na urządzenie AED
- torba transportowa **typu standard**
- apteczka

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.