



DEFIBRYLATOR AED PRIMEDIC HEARTSAVE Y PÓŁAUTOMATYCZNY

HeartSave Y to idealny defibrylator AED dla każdego ratownika pierwszego kontaktu oraz osób bez specjalistycznego przeszkolenia.

Kod produktu: 97843

Kod produktu: DEF-308

5 100,00 zł z VAT, 4 722,22 zł netto

Opis

Primedic HeartSave Y to nowoczesny automatyczny defibrylator AED stworzony z myślą o szybkim ratowaniu życia – zarówno przez ratowników medycznych, jak i osoby bez przeszkolenia. Dzięki intuicyjnej obsłudze, zaawansowanej technologii oraz trwałej konstrukcji, urządzenie idealnie sprawdzi się w miejscach publicznych, zakładach pracy, instytucjach i transporcie.

Najważniejsze cechy defibrylatora HeartSave Y:

- **Dla każdego użytkownika** – jasne, zwarte komendy głosowe (również po polsku) oraz metronom wspierają podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).
- **Przycisk zmiany języków. W standardzie pakiet 4 języków (polski, angielski, ukraiński i niemiecki)** – możliwość wyboru do 4 języków instrukcji głosowych – idealne rozwiązanie dla miejsc o dużym zróżnicowaniu narodowościowym.
- **Dostosowana głośność komunikatów** – automatyczne dopasowanie do otoczenia zapewnia wyraźne instrukcje nawet w hałaśliwym środowisku.
- **Automatyczna analiza i decyzja o defibrylacji** – urządzenie samodzielnie ocenia rytm serca i komunikuje konieczność wyładowania. Szok aplikowany jest po naciśnięciu przycisku przez ratownika. Wersja w pełni automatyczna dostępna na zamówienie w tej samej cenie.
- **Gotowość do działania natychmiast po otwarciu** – AED aktywuje się automatycznie po uniesieniu pokrywy.
- **Przycisk pediatryczny** – szybkie przełączenie w tryb dziecka bez potrzeby użycia osobnych elektrod pediatrycznych.
- **Zintegrowana miniapteczka ratunkowa** – w zestawie m.in. golarka, maseczka, rękawiczki i nożyczki – wszystko pod ręką w sytuacji awaryjnej.
- **Trwałość i niezawodność** – obudowa odporna na kurz, wodę i uszkodzenia mechaniczne (norma IP55), z codziennym autotestem sprawdzającym stan techniczny.

Dane techniczne:

- Żywotność baterii: 4 do 5 lat
- Elektrody: trwałość do 5 lat
- Energia wyładowania: do 360 J (stopniowana)
- Tryb pediatryczny: wbudowany, aktywowany przyciskiem
- Pamięć operacyjna: wewnętrzna, eksport danych przez USB
- Wodoodporność / pyłoszczelność: IP55
- Waga: ok. 2,5 kg
- Gwarancja: 8 lat

Zestaw resuscytacyjny (zintegrowany z obudową AED):

- Maszynka do golenia
- Maseczka do sztucznego oddychania
- Rękawiczki ochronne
- Nożyczki ratownicze

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Metrax GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Metrax GmbH, Niemcy

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.