

# DEFIBRYLATOR AED REANIBEX 100, WERSJA PÓŁAUTOMATYCZNA



Nowoczesny defibrylator AED produkowany przez firmę Bexen Cardio – doświadczonego europejskiego producenta defibrylatorów klinicznych. Reanibex 100 to proste w obsłudze urządzenie o uniwersalnym przeznaczeniu. Dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu i zaawansowanym funkcjonalnościom, dedykowany jest zarówno dla zawodowych ratowników, jak i przestrzeni publicznej, gdzie potencjalnymi użytkownikami są osoby bez doświadczenia medycznego.

**Kod produktu:** DJA00100G0000001

**GTIN:** 8436045706058

---

**Kod produktu:** DEF-237

**GTIN:** 8436045706058

**5 200,00 zł z VAT, 4 814,81 zł netto**

## Opis

### Defibrylator AED Reanibex 100, wersja półautomatyczna

Nowoczesny defibrylator AED produkowany przez firmę Bexen Cardio – doświadczonego europejskiego producenta defibrylatorów klinicznych. Reanibex 100 to proste w obsłudze urządzenie o uniwersalnym przeznaczeniu. Dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu i zaawansowanym funkcjonalnościom, dedykowany jest zarówno dla zawodowych ratowników, jak i przestrzeni publicznej, gdzie potencjalnymi użytkownikami są osoby bez doświadczenia medycznego.

### Co wyróżnia Reanibex 100 na tle innych defibrylatorów AED?

- jeden z nielicznych defibrylatorów AED, który produkowany jest w Europie
- atrakcyjna cena zakupu i bardzo niskie koszty eksploatacji urządzenia
- jako jeden z kilku AED na rynku posiada asystenta RKO w czasie rzeczywistym, który jest rekomendowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC)
- natychmiastowa gotowość do działania dzięki technologii „pre-charged” – urządzenie jest gotowe do defibrylacji zaraz po jego uruchomieniu bez konieczności straty czasu na ładowanie jak w przeważającej części defibrylatorów AED na rynku

- bezprzewodowa komunikacja, która w niezwykle prosty sposób umożliwia zarządzanie defibrylatorem. Dzięki wbudowanemu modułowi NFC, użytkownik może na przykład zmienić język w AED lub sprawdzić dokładny stan techniczny, łącząc się z urządzeniem poprzez aplikację na telefon
- posiada wydajną baterię o 5-letnim terminie przydatności, która może wygenerować aż 350 wyładowań maksymalną energią 200 J

### Prosta obsługa z zaawansowanym wsparciem

Reanibex 100 to nowoczesny defibrylator AED, który cechuje estetyczny i minimalistyczny design. Budowa urządzenia wraz z całym szeregiem zaawansowanych funkcji technicznych sprawia, że jego obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna, nawet dla osób bez jakiegokolwiek doświadczenia. Do funkcjonalności, które są warte uwagi i wspomagają użytkownika w trakcie akcji ratowniczej zalicza się:

- **Instrukcje głosowe i wizualne:** defibrylator zapewnia wyraźne i zrozumiałe instrukcje głosowe, które prowadzą użytkownika „krok po kroku” przez cały proces ratowania życia, od przygotowania urządzenia, po umieszczenie elektrod i wykonanie defibrylacji. Na urządzeniu znajdują się również ikony i światła sygnalizacyjne, a także ilustracja prezentująca schemat przyklejenia elektrod w przypadku osób dorosłych i dzieci.
- **Automatyczna analiza rytmu serca:** urządzenie automatycznie analizuje rytm pracy serca po przyklejeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego, aby określić, czy defibrylacja jest konieczna czy nie. Użytkownik nie musi podejmować żadnych decyzji w kwestii zasadności defibrylacji, co minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu i szkodzenia zdrowiu osoby poszkodowanej.
- **Błyskawiczna gotowość do działania:** Reanibex 100 posiada wyjątkowy system ładowania w tak zwanym systemie „pre-charged”. Oznacza to, że defibrylator jest już gotowy do działania w momencie jego uruchomienia, bez straty czasu na ładowanie podczas analizy rytmu serca jak w przypadku zdecydowanej większości modeli na rynku.
- **Metronom:** pomoc dla użytkownika podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) polegająca na wydawaniu regularnych sygnałów dźwiękowych, które pomagają utrzymać odpowiednie tempo uciśnień klatki piersiowej.
- **Wbudowany tryb pediatryczny:** defibrylator posiada wbudowany tryb pediatryczny, który działa bez dodatkowych akcesoriów. Umożliwia on defibrylację dzieci używając tych samych elektrod co w przypadku osób dorosłych, gdyż urządzenie samo dostosowuje energię do wieku pacjenta. Takie rozwiązanie jest bardzo istotne podczas akcji ratowniczej oraz znacząco obniża koszty eksploatacji urządzenia.
- **Wbudowany tryb szkoleniowy:** defibrylator posiada wbudowany tryb demo, który pełni funkcję trybu szkoleniowego. Po podłączeniu dedykowanej baterii i elektrod, defibrylator może działać jako urządzenie szkoleniowe z zajęciami z RKO i AED.

### Asystent RKO w czasie rzeczywistym

Kolejną funkcjonalnością defibrylatora Reanibex 100, która wyróżnia go na tle konkurencyjnych urządzeń to wbudowany asystent RKO z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym. Jeśli osoba udzielająca pomocy nie będzie wykonywała uciśnień klatki piersiowej zgodnie z zalecaną częstotliwością i rytmem nadawanym przez metronom, urządzenie będzie informować o tym fakcie komunikatem głosowym „WYKONUJ UCISKI DO RYTMU”. Taka podpowiedź zwiększa prawdopodobieństwo, że wykonywana resuscytacja będzie wysokiej jakości, co natomiast ma zasadniczy wpływ na zwiększenie szans poszkodowanego na przeżycie.

## Pełna specyfikacja techniczna

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości Reanibexa 100 lub poznać dokładne parametry techniczne? Zapoznaj się z załączoną poniżej kartą techniczną. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie doradztwa.

### [KARTA TECHNICZNA](#)

## Optymalny wybór

Reanibex 100 posiada wszystkie cechy, które powinien mieć idealny defibrylator AED z punktu widzenia użytkownika. Produkowany jest przez renomowanego producenta zgodnie z najwyższymi europejskimi wymogami bezpieczeństwa. Oferowane funkcjonalności i parametry użytkowe upraszczają obsługę urządzenia do minimum, a zaawansowane rozwiązania technologiczne maksymalizują jego skuteczność i efektywność działania. Co istotne, również koszty eksploatacyjne defibrylatora Reanibex 100 należą do jednych z najniższych na rynku AED. Pomimo tak szczególnej charakterystyki produktowej, która niekiedy dotyczy wyłącznie marek premium, Reanibex 100 pozostaje urządzeniem bardzo atrakcyjnym pod względem ceny zakupu.

## Skład podstawowego zestawu Reanibex 100

- defibrylator AED Reanibex 100 w wersji półautomatycznej
- 5-letnia bateria
- uniwersalne elektrody dla dorosłych i dzieci z minimum 2-letnim okresem przydatności
- apteczka ratownicza
- 7-letnia gwarancja producencka (\*z możliwością wydłużenia)

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Osatu, S. Coop., Hiszpania

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Osatu, S. Coop., Hiszpania