

DEFIBRYLATOR AED SAMARITAN PAD 360P



Automatyczny defibrylator AED Samaritan PAD 360P jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze, przez co dedykowany jest nawet dla osób, które nie mają doświadczenia w obsłudze tego typu urządzeń. Urządzenie pracuje w trybie automatycznym, co oznacza, że rolą ratownika jest tylko podłączenie elektrod oraz masowanie serca osoby poszkodowanej. Główną zaletą defibrylatora jest jego waga, ponieważ defibrylator waży nieco ponad 1 kg. Defibrylator posiada klasę szczelności IP56, dzięki czemu jest odporny na wilgoć oraz zanieczyszczenia. AED posiada migającą kontrolkę, która świadczy o tym, że defibrylator jest gotowy do użycia.

Kod produktu: STR-360-PO-10

Kod produktu: DEF-081

6,100,00 zł z VAT, 5,648,15 zł netto

Opis

Automatyczny defibrylator AED Samaritan PAD 360P jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze, przez co dedykowany jest nawet dla osób, które nie mają doświadczenia w obsłudze tego typu urządzeń. Urządzenie pracuje w trybie automatycznym, co oznacza, że rolą ratownika jest tylko podłączenie elektrod oraz masowanie serca osoby poszkodowanej. Główną zaletą defibrylatora jest jego waga, ponieważ defibrylator waży nieco ponad 1 kg. Defibrylator posiada klasę szczelności IP56, dzięki czemu jest odporny na wilgoć oraz zanieczyszczenia. AED posiada migającą kontrolkę, która świadczy o tym, że defibrylator jest gotowy do użycia.

Defibrylator jest bardzo lekki i kompaktowy oraz posiada elektrody zintegrowane razem z baterią o terminie przydatności do użycia wynoszącym 4 lata.

Czas ładowania dla 150J wynosi mniej niż 8 sekund, natomiast w przypadku 200J czas to 12 sekund.

Skład zestawu

- defibrylator AED Samaritan PAD 360P
- torba transportowa
- PAD-PAK czyli moduł elektrod zintegrowanych z baterią dla pacjentów dorosłych

- 8 lat gwarancji
- instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

HeartSine Technologies Limited, Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Stryker European Operations Limited, Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

HeartSine Technologies Limited, Wielka Brytania

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.